

页码 1 / 10 生效日期 15-Dec-2009 修订日期 15-May-2024

版本 3

FSHSB96

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

缓冲液

一 化学品及企业标识

产品说明: 缓冲液

Product Description: Buffer Solution, pH 2.00 (Certified)

目录编号 SB96-1; SB96-20; SB96-500

供应商 Fisher Scientific Company

One Reagent Lane Fair Lawn, NJ 07410 Tel: (201) 796-7100

紧急电话号码 4008215118

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途实验室化学品.限制用途无资料。

二 危险性概述

 物理状态
 外观与性状
 气味

 液体
 透明的
 无气味

紧急情况概述

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质.

GHS危险性类别

基于现有数据,不符合分类标准

标签元素

没有要求。

物理和化学危害

无确定.

健康危害

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质.

环境危害

页码 2 / 10 修订日期 15-May-2024

缓冲液

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. .

其他危害

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
水	7732-18-5	99. 43
氯化钾	7447-40-7	0.4
盐酸	7647-01-0	0.1
甲醛	50-00-0	0.05
甲醇	67-56-1	0.02

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上,包括眼皮下面.就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟. 如出现症状,立即就医.

吸入

转移至空气新鲜处. 如出现症状, 立即就医.

食入

清水漱口, 然后饮用大量的水. 如出现症状, 就医.

最重要的症状与影响

无合理可预见的.

对急救人员之自我防护

没有特别的注意事项.

对医师的备注

对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料.

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放. 无合理可预见的.

页码 3 / 10 修订日期 15-May-2024

缓冲液

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中,佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备. 确保足够的通风.

环境保护措施

不得排放到环境中.

为遏制和清理方法

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具. 确保足够的通风. 避免接触皮肤、眼睛或衣物. 避免食入和吸入。.

安全储存

保持容器密闭, 存放于干燥、阴凉且通风良好处.

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
盐酸	Ceiling: 7.5 mg/m³	-	Ceiling: 5 ppm	Ceiling: 5 ppm
				Ceiling: 7.5 mg/m³
甲醛	Ceiling: 0.5 mg/m³	TWA: 1 ppm	STEL: 2 ppm	Ceiling: 0.3 ppm
		TWA: 1.2 mg/m ³	TWA: 0.75 ppm	Ceiling: 0.37 mg/m³
甲醇	TWA: 25 mg/m³	TWA: 200 ppm		TWA: 200 ppm
	STEL: 50 mg/m ³	TWA: 262 mg/m ³		TWA: 262 mg/m ³
	Ski n			STEL: 250 ppm
				STEL: 328 mg/m ³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
盐酸	Ceiling: 2 ppm	Ceiling: 5 ppm	IDLH: 50 ppm	STEL: 5 ppm 15 min	TWA: 5 ppm 8 hr
		Ceiling: 7 mg/m³	Ceiling: 5 ppm	STEL: 8 mg/m³ 15 min	TWA: 8 mg/m³ 8 hr
		(Vacated) Ceiling: 5	Ceiling: 7 mg/m³	TWA: 1 ppm 8 hr	STEL: 10 ppm 15 min
		ppm		TWA: 2 mg/m³ 8 hr	STEL: 15 mg/m³ 15
		(Vacated) Ceiling: 7			mi n
		mg/m³			

页码 4 / 10 **修订日期** 15-May-2024

缓冲液

甲醛	TWA: 0.1 ppm	(Vacated) TWA: 3 ppm	IDLH: 20 ppm	STEL: 2 ppm 15 min	TWA: 0.37 mg/m³ (8h)
	STEL: 0.3 ppm	(Vacated) STEL: 10	TWA: 0.016 ppm	STEL: 2.5 mg/m ³ 15	TWA: 0.3 ppm (8h)
		ppm	Ceiling: 0.1 ppm	min	Skin
		(Vacated) Ceiling: 5		TWA: 2 ppm 8 hr	STEL: 0.74 mg/m ³
		ppm		TWA: 2.5 mg/m ³ 8 hr	(8h)
		TWA: 0.75 ppm		Carc.	STEL: 0.6 ppm (8h)
		STEL: 2 ppm			
甲醇	TWA: 200 ppm	(Vacated) TWA: 200	IDLH: 6000 ppm	WEL - TWA: 200 ppm	TWA: 200 ppm 8 hr
	STEL: 250 ppm	ppm	TWA: 200 ppm	TWA; 266 mg/m³ TWA	TWA: 260 mg/m³ 8 hr
	Skin	(Vacated) TWA: 260	TWA: 260 mg/m ³	WEL - STEL: 250 ppm	Ski n
		mg/m³	STEL: 250 ppm	STEL; 333 mg/m³ STEL	
		(Vacated) STEL: 250	STEL: 325 mg/m ³		
		ppm			
		(Vacated) STEL: 325			
		mg/m³			
		Ski n			
		TWA: 200 ppm			
		TWA: 260 mg/m ³			

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会 OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

暴露控制

工程措施

在正常使用条件下无. .

个人防护设备

眼睛防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
丁腈橡胶				
氯丁橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 正常使用条件下没有必要使用防护装备.

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器

推荐的过滤器类型: 微粒过滤器

小规模/实验室使用 保持良好的通风

页码 5 / 10 **修订日期** 15-May-2024

化学品安全技术说明书

缓冲液

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

环境接触控制 无资料.

九 理化特性

液体

液体

外观与性状 透明的 **物理状态** 液体

熔点/熔点范围 0°C / 32°F

软化点 无资料

沸点/沸程 100 ° C / 212 ° F

闪火点 方法 - 无资料

蒸发速率 1.0 **易燃性(固体,气体)** 不适用

爆炸极限 无资料

蒸气压 无资料

蒸汽密度 0.7 (空气= 1.0)

 比重 / 密度
 1.0

 堆积密度
 不适用

 水溶性
 可溶于

 在其他溶剂中的溶解度
 无资料

分配系数(正辛醇/水)

組分 I og Pow 甲醛 -0.35 甲醇 -0.74

 中
 -0.74

 自燃温度
 无资料

 分解温度
 无资料

 基度
 无资料

 基件性
 无资料

 五代性
 无资料

十 稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定.

危险反应 正常处理过程中不会发生.

危险的聚合作用 无资料.

应避免的条件 过热.

应避免的材料 未知.

页码 6 / 10 修订日期 15-May-2024

化学品安全技术说明书

缓冲液

有害的分解产物

氯化氢.

十一 毒理学信息

产品信息

本品的急性毒性信息不可得

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50),口服	半数致死量(LD50),皮肤	呼吸的半数致死浓度
水	-	-	-
氯化钾	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		
盐酸	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	1.68 mg/L (Rat) 1 h
甲醛	500 mg/kg (Rat)	LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)	0.578 mg/L (Rat) 4 h
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 无资料

0

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;

 呼吸系统
 无资料

 皮肤
 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
甲醛	皮肤致敏	人的	致敏物质
50-00-0 (0.05)	测试方法 Patch Test	豚鼠	致敏性
	呼吸致敏		
	体外		
甲醇	经济合作和发展组织的试验指导书	豚鼠	non-sensitising
67-56-1 (0.02)	406		
	Guinea Pig Maximisation Test		
	(GPMT)		

生殖细胞致突变性; 无资料

致癌性; 无资料

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	I ARC
甲醛	Carc Cat. 1B	Cat 3		Group 1

生殖毒性; 无资料

Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
甲醇	经济合作和发展组织的试验指导书	大鼠 / 吸入 两代	NOAEC = 1.3 mg/I (air)
67-56-1 (0.02)	416		

页码 7 / 10 修订日期 15-May-2024

化学品安全技术说明书

缓冲液

STOT单曝光; 无资料

STOT重复曝光; 无资料

靶器官 无资料.

症状 /效应 无资料

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
氯化钾	Lepomis macrochirus:	EC50: 825 mg/L/48h	EC50: 2500 mg/L/72h	
	LC50: 1060 mg/L /96h			
	Pimephales promelas:			
	LC50: 750 - 1020 mg/L			
	/96h			
盐酸	282 mg/L LC50 96 h	56mg/L EC50 72h	=	=
	Gambusia affinis	Daphni a		
	mg/L LC50 48 h			
	Leucscus idus			
甲醛	Leuciscus idus: LC50	EC50 = 20 mg/L 96h	EC50 $(72h) = 4.89$	
	= 15 mg/L 96h	EC50 = 2 mg/L 48h	mg/L (Desmodesmus	
			subspi catus)	
甲醇	Pimephales promelas:	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25
	LC50 > 10000 mg/L 96h			mi n
				EC50 = 40000 mg/L 15
				mi n
				EC50 = 43000 mg/L 5
				mi n

持久性和降解性 无资料

Component	降解性
甲醛	Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D)
50-00-0 (0.05) under aerobic and anaerobic conditions	
甲醇 DT50 ~ 17.2d	
67-56-1 (0.02)	>94% after 20d

生物累积潜力 无资料

	组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
	甲醛	-0.35	无资料
I	甲醇	-0.74	<10 dimensionless

化学品安全技术说明书 页码 8 / 10 修订日期 15-May-2024

缓冲液

土壤中的迁移性

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物本产品不含有任何已知或可疑的臭氧消耗趋势本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者

同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类.

受污染的包装 倒空剩余物。按当地规定处理。禁止重复使用倒空的容器。.

其他信息 低 pH值的溶液在排放前必须中和。.

十四 运输信息

公路和铁路运输

IMDG/IMO 未作规定

<u>IATA</u> 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市,中国(IECSC),欧洲(EINECS/ELINCS/NLP),U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律宾 (PICCS),Japan (ENCS),Japan (ISHL),澳 大利亚(AICS),Korea (KECL).

	组分	危险化学品 名录(2015版)		台湾 - 有毒 化学物质名 录		EINECS	TSCA	DSL	非律宾 化学品 与化学 物质 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
Γ	水	-	-	Х	Х	231-791-2	Х	Х	Х	Х		Х	KE-35400
	氯化钾	-	-	Х	Χ	231-211-8	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ	KE-29086
	盐酸	X	Χ	Х	Χ	231-595-7	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	KE-20189
	甲醛	X	X	X	Х	200-001-8	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	KE-17074
	甲醇	X	Χ	Х	Χ	200-659-6	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	KE-23193

组分 Seveso III指令(2012/18/EU)- 重大事故通告的定 Seveso III指令(2012/18/EU)- 安全报告要求的定性数量

页码 9 / 10 修订日期 15-May-2024

缓冲液

	性数量	
盐酸	25 tonne	250 tonne
甲醛	5 tonne	50 tonne
甲醇	500 tonne	5000 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法				
甲醛	Class II (15 wt%)				
50-00-0 (0.05)	Class III (15 wt%)				
	TRQ = 50 kg				

十六 其他信息

生效日期15-Dec-2009修订日期15-May-2024修订,再版的原因不适用.

培训建议

化学品危险意识培训,结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录 IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

0ECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约"船舶

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值

PNEC - 预测无影响浓度

POW - 辛醇: 水分配系数 vPvB - 持久性, 生物累积性

LD50 - 50%致死剂量 EC50 - 50%有效浓度

IARC - 国际癌症研究机构

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

页码 9

FSHSB96

化学品安全技术说明书

页码 10 / 10 修订日期 15-May-2024

缓冲液

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束
