



art of Thermo Fisher Scientific

生效日期 11-Apr-2012 修订日期 19-Mar-2015 修订编号 2

# 一 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品描述: Streptex Kit (200 tests) ®

目录编号 R30164701

1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

实验室化学品. 推荐用途 不建议的用途 无资料。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

REMEL (EUROPE) LIMITED 公司 供应商

Remel House Oxoid Ltd.

Clipper Boulevard West Wade Road Crossways, Dartford Basingstoke, Hants, UK

Kent, DA2 6PT RG24 8PW

UK

Telephone: +44 (0) 1256 841144. Tel: (+44) 1322 295600 Fax: (+44) 1322 225413 mbd-sds@thermofisher.com

mbd-sds@thermofisher.com 电子邮件地址

1.4. 紧急电话号码

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

# 二 危险性概述

#### 2.1. 物质或混合物分类

#### GHS分类

#### 物理危害

根据现有的数据,不符合分类标准

#### 健康危害

根据现有的数据,不符合分类标准

根据现有的数据,不符合分类标准

#### 根据欧盟EU Directives 67/548/EEC 或 1999/45/EC条款分类

R - 类 警示句 R22 - 吞咽有害

OXDR30164701

页码 1/11

Streptex Kit (200 tests) ® 修订日期 19-Mar-2015

有关的R-短语和本节中提到的H-报表的全文,请参阅第16

2.2. 标签元素

信号词 无

危险性说明

防范说明

2.3. 其他危害

# 三 成分/组成资料

### 3.2. 混合物

组分	化学文摘编号	EC-编号.	重量百分含量	GHS分类	分类
	(CAS No.)				
迭氮(化)钠	26628-22-8	EEC No. 247-852-1	0.1	Acute Tox. 2 (H300)	T+; R28
				Aquatic Acute 1 (H400)	R32
				Aquatic Chronic 1 (H410)	N; R50-53
				[EUH032]	
迭氮(化)钠	26628-22-8	EEC No. 247-852-1	0.1	Acute Tox. 2 (H300)	T+; R28
				Aquatic Acute 1 (H400)	R32
				Aquatic Chronic 1 (H410)	N; R50-53
				[EUH032]	

有关的R-短语和本节中提到的H-报表的全文,请参阅第16

# 四 急救措施

# 4.1. 急救措施说明

**眼睛接触** 用大量清水彻底冲洗,包括眼皮下面. 如出现症状,就医治疗.

**皮肤接触** 立即用肥皂和大量清水进行清洗. 如出现症状,就医治疗.

摄入 用水漱口, 然后饮用大量的水. 得到医疗护理。.

吸入 转移到新鲜空气处。. 如出现症状,就医治疗.

**急救人员的防护** 没有特别的注意事项.

Streptex Kit (200 tests) ® 修订日期 19-Mar-2015

#### 4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

无合理可预见的.. 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻

#### 4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

对医生的备注

对症治疗.

### 五 消防措施

#### 5.1. 灭火剂

#### 合适的灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。.

#### 基于安全原因而不得使用的灭火剂

使用与周围环境相兼容灭火方法.

#### 5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。.

#### 有害燃烧产物

正常使用条件下不会有.

#### 5.3. 对消防人员的建议

任何火灾时,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服.

### 六 泄漏应急处理

#### 6.1. 个人预防措施,防护设备和紧急程序

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。. 使用个人防护设备。. 确保足够的通风.

### 6.2. 环境预防措施

不得排放到环境中.

### 6.3. 围堵与清理的方法及材料

用惰性吸收材料吸收. 彻底清洗受污染的表面.

### 6.4. 参考其他部分\_\_\_

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

# 七 操作处置与储存

#### 7.1. 安全操作预防措施

确保足够的通风. 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。. 配备个人保护装备。.

 Streptex
 Kit (200 tests) ®
 修订日期
 19-Mar-2015

7.2. 安全储存条件,包括任何不相容性

保持容器密闭. 保存在。?1摄氏度到 。?2摄氏度謡TS间。.

#### 7.3. 特定最终用途

在实验室使用

# 八 接触控制和个体防护

# 8.1. 控制参数

#### 暴露极限

列表源 EU - 2006年2月7日的委员会指令2006/15/EC建立了指示性职业接触限值的第二份清单,用于执行委员会指令98/24/EC和增补的指令91/332/EEC以及2000/39/EC关于保护与化学试剂工作相关危险的工人的健康和安全。

组分	欧盟	英国	法国	比利时	西班牙
迭氮(化)钠	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min	TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup>	Hui d	STEL / VLA-EC: 0.3
	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	(8 heures).		mg/m³ (15 minutos).
	Possibility of	Skin	restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.1
	significant uptake		STEL / VLCT: 0.3		mg/m³ (8 horas)
	through the skin		mg/m³. restrictive		Pi el
			limit		
			Peau		
迭氮(化)钠	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>	TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup>	Hui d	STEL / VLA-EC: 0.3
	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>	(8 heures).		mg/m³ (15 minutos).
	Possibility of	Ski n	restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.1
	significant uptake		STEL / VLCT: 0.3		mg/m³ (8 horas)
	through the skin		mg/m³. restrictive		Pi el
			limit		
			Peau		

组分	意大利	德国	葡萄牙	荷兰	芬兰
迭氮(化)钠	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore.	TWA: 0.2 mg/m³ (8	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	hui d	TWA: 0.1 mg/m³8
	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	Stunden). AGW -	mi nutos	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	tuntei na
	minuti. Breve termine	exposure factor 2	Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup>	mi nuten	STEL: 0.3 mg/m³ 15
	Pelle	TWA: 0.2 mg/m³ (8	Ceiling: 0.11 ppm	TWA: 0.1 mg/m³8 uren	mi nuuttei na
		Stunden). MAK	TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas		l ho
		Hö hepunkt: 0.4 mg/m³	Pel e		
迭氮(化)钠	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.	TWA: 0.2 mg/m³ (8	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	hui d	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8
	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	Stunden). AGW -	mi nutos	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	tuntei na
	minuti. Breve termine	exposure factor 2	Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup>	mi nuten	STEL: 0.3 mg/m³ 15
	Pelle	TWA: 0.2 mg/m³ (8	Ceiling: 0.11 ppm	TWA: 0.1 mg/m³8 uren	mi nuuttei na
		Stunden). MAK	TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas		l ho
		Hö hepunkt: 0.4 mg/m³	Pel e		

组分	奥地利	丹麦	瑞士	波兰	挪威
迭氮(化)钠	Haut	TWA: 0.1 mg/m³8 timer	STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	Hud
	MAK-KZW: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	Hud	Mi nuten	mi nutach	Ceiling: 0.3 mg/m³
	Mi nuten		TWA: $0.2 \text{ mg/m}^3 8$	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8	
	MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8		Stunden	godzi nach	
	Stunden				
迭氮(化)钠	Haut	TWA: 0.1 mg/m³8 timer	STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15	STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	Hud
	MAK-KZW: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15	Hud	Mi nuten	mi nutach	Ceiling: 0.3 mg/m³
	Mi nuten		TWA: $0.2 \text{ mg/m}^3 8$	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8	

\_\_\_\_\_

修订日期 19-Mar-2015

	MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8		Stunden	godzi nach	
	Stunden				
	保加利亚	克罗地亚	爱尔兰	塞浦路斯	捷克共和国
迭氮(化)钠	TWA: 0.1 mg/m³ STEL : 0.3 mg/m³ Skin notation	kož e TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. NaN3 STEL: 0.3 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodiná ch. Potential for cutaneous absorptic Ceiling: 0.3 mg/m³
迭氮(化)钠	TWA: 0.1 mg/m³ STEL : 0.3 mg/m³ Skin notation	kož e TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. NaN3 STEL: 0.3 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodiná ch. Potential for cutaneous absorptio Ceiling: 0.3 mg/m³
迭氮(化)钠	Nahk TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m³	STEL: 0.3 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 ó rá ban. AK	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m³
迭氮(化)钠	Nahk TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m³	STEL: 0.3 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 ó rá ban. AK	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m²
迭氮(化)钠	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m³ 8 or STEL: 0.3 mg/m³ 15 minute
迭氮(化)钠	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m³ 8 or STEL: 0.3 mg/m³ 15 minute
		Т	T		T
迭氮(化)钠		Ceiling: 0.3 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah Kož a STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m³ 8 saa STEL: 0.3 mg/m³ 15 dakika
迭氮(化)钠		Ceiling: 0.3 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah Kož a STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar.	Deri TWA: 0.1 mg/m³8 sa STEL: 0.3 mg/m³15 dakika

. . . . . . .

OXDR30164701

. . . . . . .

(INEL)  (INEL)  (FNEC)  8. 2  (FNEC)  8. 2  (INEL)  (FNEC)  8. 2  (INEL)  (INEL)  (INEL)  (INEL)  (INEL)  (INEL)  (INEL)  (INEC)  8. 2  (INEL)  (INEL)	Streptex Kit (2	200 test:	s) ® 	 					19-Mar-20 
(PEC)  (P									
(PNEC)  3.2   (PNEC)   ( - EN 166)   - EN 374  ( )   /	EN 14042: 2003			 					
(PNEC)  5. 2	(	DNEL)							
(PNEC) 3. 2		•		( )		( )	(	)	( )
(PNEC) 3. 2									
3. 2									
		,							
EN 374 ( )  EN 374 ( )		-							
EN 374 ( )  EN 374 ( )		•							
- EN 374 ( )					(	- EN 166)			
								( )	
/				 					
/									
				 			NI OSHI MSHA	EN 136	
	1			 					

OXDR30164701

. . . . . . .

**Streptex Kit (200 tests)** ® 19-Mar-2015

	TEST LATEX - White POSITIVE CONTROL - Colourles EXTRACTION LATEX - Brown	as
 pH	7.3 - 7.5	
/		
	无可用数据	
沸点/沸程	不适用	
闪点	不适用	<b>方法 -</b> 无可用信息
蒸发率	不适用	固体
易燃性(固体,气体)	不适用	液体
爆炸极限	无可用数据	
蒸气压	无可用数据	
蒸气密度	不适用	固体
比重 / 密度	无可用数据	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	无可用信息	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数(正辛醇/水)		
自燃温度	不适用	
分解温度	无可用数据	EI / I.
<b>黏度</b>	不适用	固体
爆炸特性 氨化铁性	无可用信息 	
氧化特性	无可用信息	
9. 2.		

10. 1.		
10. 2.		
10. 3.		
	· .	
10. 4.		
10. 5.		
10. 6.		

Streptex Kit (200 tests) ®

修订日期 19-Mar-2015

# 十一 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

产品信息根据已知或提供的信息,本品不存在急性毒性危害

急性毒性;

 口服
 根据现有的数据,不符合分类标准

 经皮
 根据现有的数据,不符合分类标准

 吸入
 根据现有的数据,不符合分类标准

#### 成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50),口服	半数致死量(LD50),皮肤	呼吸的半数致死浓度
迭氮(化)钠	27 mg/kg ( Rat )	50 mg/kg ( Rat ) 20 mg/kg ( Rabbit )	
迭氮(化)钠	27 mg/kg ( Rat )	50 mg/kg ( Rat ) 20 mg/kg ( Rabbit )	

皮肤腐蚀/刺激; 无可用数据

严重损伤/刺激眼睛; 无可用数据

呼吸或皮肤过敏;

 呼吸系统
 无可用数据

 皮肤
 无可用数据

生殖细胞致突变性; 无可用数据

致癌性; 无可用数据

不含有致癌物名单中的组分

生殖毒性; 无可用数据

STOT单曝光; 无可用数据

STOT重复曝光; 无可用数据

靶器官 无可用信息.

**吸入危险。** 不适用

固体

症状 /效应 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻

急性的和滞后

# 十二 生态学信息

# 安全技术说明书

Streptex Kit (200 tests) ® 修订日期 19-Mar-2015

12.1. 毒性

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
迭氮(化)钠	5.46 mg/L LC50 96 h			
	0.7 mg/L LC50 96 h			
	0.8 mg/L LC50 96 h			
迭氮(化)钠	5.46 mg/L LC50 96 h			
	0.7 mg/L LC50 96 h			
	0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. 持久性和降解性 无可用信息

12.3. 潜在生物积累性 无可用信息

12.4. 在土壤中的迁移性 无可用信息

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果 没有任何数据可用于评估.

12.6. 其他不利影响

**内分泌干扰物信息** 本品中不包含任何已知或疑似内分泌干扰物

**持久性有机污染物** 本产品不含有任何已知或可疑的 **臭氧消耗趋势** 本产品不含有任何已知或可疑的

# 十三 废弃处置

13.1. 废物处理方法

残渣废料/未用掉的产品 废弃处置应依照适用的地区、国家和当地的法律法规.

受沾染的包装 按当地规定处理。.

**欧洲废物目录** 根据欧洲废物编码的规定,废物代码不是产品特性说明,但是应用特性的说明。.

**其他信息** 废物代码应由使用者根据产品的应用指定.

# 十四 运输信息

IMDG/IMO 不受管制

14.1. 联合国编号

14.2. 联合国正确运输名称

14.3. 运输危害分类

14.4. 包装组

ADR 不受管制

14.1. 联合国编号

14.2. 联合国正确运输名称

14.3. 运输危害分类

14.4. 包装组

\_\_\_\_\_

# 安全技术说明书

Streptex Kit (200 tests) ® 修订日期 19-Mar-2015

TATA 不受管制

14.1. 联合国编号

14.2. 联合国正确运输名称

14.3. 运输危害分类

14.4. 包装组

14.5. 环境危害 确定没有危险

14.6. 使用者特殊预防措施 没有特别的注意事项

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代 不适用,包装品

码

# 十五 法规信息

### 15.1. 物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国际目录 X =上市

组分	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	菲律宾化 学品与化 学物质清 单 (PICCS)		中国现有 化学物质 名录 (IECSC)		韩国现有 化学品名 录 (KECL)
迭氮(化)钠	247-852-1	-		Х	Х	-	Х	Х	Х	Х	Х
迭氮(化)钠	247-852-1	-		Х	Х	-	Х	Х	Х	Х	Х

#### 国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

组分	德国对水的分类 (VwVwS)	德国 - TA-LUFT类的
迭氮(化)钠	WGK 2	
迭氮(化)钠	WGK 2	

记录根据94/33/EC对工作中的年轻人的保护措施。

请注意关于保护在工作中面临化学试剂风险的工人的健康与安全的98/24/EC指令

#### 15.2. 化学品安全评估

化学安全评估/报告(CSA / CSR)是不需要的混合物

# 十六 其他信息

#### 完整的R-术语参考第 2 和第 3 部分

R22 - 吞咽有害

R28 - 吞咽有极毒性

R32 - 遇酸释放出极毒气体

OXDR30164701

Streptex Kit (200 tests) ®

修订日期 19-Mar-2015

R50/53 - 对水生生物有极毒性,可能会对水生环境产生长期不利影响

#### 在第 2 和第 3部分下相关H用语的全文

H300 - 吞咽致命

H400 - 对水生生物毒性极大

H410 - 对水生生物毒性极大,且具有长期持续影响

EUH032 - 遇酸释放极毒气体

#### 图例

#### CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录 IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国工业卫生会议 DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备 LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议 IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织 BCF - 生物浓度因子 (BCF)

主要参考文献和数据来源

供应商安全数据表,

Chemadvisor - LOLI.

Merck索引,

**RTECS** 

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预告的无影响的浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会 MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约"船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - 挥发性有机化合物

#### 分类和程序,用于计算混合物的分类根据欧盟(EC)1272/2008 [CLP]:

物理危害基于测试数据健康危害计算方法环境危害计算方法

#### 培训建议

化学品危险意识培训,结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

生效日期11-Apr-2012修订日期19-Mar-2015修订,再版的原因更新到CLP格式.

此安全技术说明书符合欧共体(EC) No. 1907/2006条款的要求。

#### 免责声明

本安全技术说明书提供的信息是基于我们目前所了解的知识和基于发布日期的信息和信息而给出的。给出的信息仅用于指导安全操作 处置、使用、加工、储存、运输、废弃处置和释放,且不被认为是一种担保或质量说明。信息仅与特定物料相关,且可能不能有效用 于结合了其他任何物料的混和物料或用于任何工艺,除非在文字上另有说明。

# 安全技术说明书结束

\_\_\_\_