

**ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

Popis produktu: ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100  
Cat No. : 10-9459-41

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Doporučované použití In vitro diagnostika  
Nedoporučená použití Všechna ostatní použití

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Společnost Phadia AB  
Rapsgatan 7P  
P.O. Box 6460  
751 37 UPPSALA  
Sweden  
+46 18 16 50 00  
E-mailová adresa safetydatasheet.idd@thermofisher.com

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

CHEMTREC Czech Republic +(420)-228880039

**ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikace látky nebo směsi****CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008****Fyzikální nebezpečnost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro zdraví**

Senzibilizace kůže Kategorie 1

**Nebezpečnost pro životní prostředí**

Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 3

*Pro plné znění H-vět uvedených v této sekci viz kapitola 16.*

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

### Standardní věty o nebezpečnosti

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv  
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních.

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt obsahuje materiál z lidského zdroje. Dárci byli testováni a jsou nereaktivní na HBsAg, HIV-1 Ag, anti-HCV a anti HIV-1/HIV-2. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za perzistentní, bioakumulativní nebo toxickou (PBT).

Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za vysoce perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB).

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

### 3.2. Směsi

| Složka                                                                                                                                                  | Č. CAS     | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lidské proteiny v pufru                                                                                                                                 | -          |          | >99                 | -                                                                                                                                                                                                      |
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | 55965-84-9 |          | <0.003              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH071 |

| Složka                                                                                                                                                  | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                           | Faktor M                     | Poznámky ke komponentám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C (H314) :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A (H317) :: | 100 (acute)<br>100 (chronic) | -                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

|  |                                            |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|
|  | C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 (H318) :: C>=0.6% |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|

Pro plné znění H-vět uvedených v této sekci viz kapitola 16.

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody - opláchněte i prostor pod víčky.                                            |
| <b>Styk s kůží</b>                           | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře. |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                               |
| <b>Inhalace</b>                              | Nelze aplikovat.                                                                                                            |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může způsobit podráždění kůže nebo dermatitidu.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Informace pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|-----------------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Žádné známé.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádné známé.

#### Nebezpečné produkty spalování

Žádné známé.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Noste ochranné rukavice/oděv a ochranu očí/obličeje. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Setřete savým materiálem (napr. látkou, netkanou textilií). Likvidace odpadu nebo použitých nádob podle místních předpisů.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte při teplotách mezi 2 °C a 8 °C.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Dodržujte pokyny k použití.

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka                                                                                                                                                     | Rakousko                                     | Dánsko | Švýcarsko                                                                            | Polsko | Norsko |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |        | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |        |        |

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

**Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL) / Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)**  
Viz tabulka hodnot

| Component                                                                                                                                                                         | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | DNEL = 0.04mg/m <sup>3</sup>     |                                     | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>        |                                        |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**  
Viz hodnoty pod.

| Component                                                                                                                                                                      | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu         | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC = 0.027mg/kg sediment dw | PNEC = 3.39µg/L  | PNEC = 0.23mg/L                         | PNEC = 0.01mg/kg soil dw |

| Component                                                                                                                                                                      | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu         | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC = 0.027mg/kg sediment dw | PNEC = 3.39µg/L         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Žádné při běžných podmínkách použití.

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice.

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana dýchacích cest                 | Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.                               |
| Rozsáhlé / nouzové použití             | Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.                               |
| Malého rozsahu / Laboratorní použití   | Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.                        |
| Hygienická opatření                    | S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. |
| Omezování expozice životního prostředí | Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.                                                            |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                                          |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                                                               | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                                                   | Světle žlutý                   |                                       |
| Zápach                                                                   | Žádný                          |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                                                  | Žádný                          |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání                                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota měknutí                                                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu                                               | 100 °C                         |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                                                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                                           | Nehořlavý                      |                                       |
| Meze výbušnosti                                                          | Nelze aplikovat                |                                       |
| Bod vzplanutí                                                            | Nelze aplikovat                | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                                                     | Nelze aplikovat                |                                       |
| Teplota rozkladu                                                         | Nelze aplikovat                |                                       |
| pH                                                                       | 7.0                            |                                       |
| Viskozita                                                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                                                      | Rozpustný ve vodě              |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)                                  |                                |                                       |
| Složka                                                                   | log Pow                        |                                       |
| Reakční směs:                                                            | <0.401                         |                                       |
| 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a               |                                |                                       |
| 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |                                |                                       |
| Tlak par                                                                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                                                 | 1 g/cm <sup>3</sup>            |                                       |
| Objemová hustota                                                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                                                              | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                                                  | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

### 9.2. Další informace

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Výbušné vlastnosti  | Nelze aplikovat |
| Oxidační vlastnosti | Nelze aplikovat |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

## 10.1. Reaktivita

Žádné známé.

## 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

### Nebezpečná polymerace

Nedochází k nebezpečné polymeraci.

### Nebezpečné reakce

Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné známé.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné známé.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

Produkt nepředstavuje akutní nebezpečí týkající se toxicity na základě známých nebo poskytnutých informací.

#### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

K dispozici nejsou žádné údaje.  
K dispozici nejsou žádné údaje.  
K dispozici nejsou žádné údaje.

| Složka                                                                                                                                                  | LD50 orálně             | LD50 dermálně                 | LC50 Inhalace        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | LD50 = 53 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | 4h 0.33 mg/l ( Rat ) |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

K dispozici nejsou žádné údaje.

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

K dispozici nejsou žádné údaje.

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje.  
senzibilizující.

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje.

| Složka                                                                                                                                                  | Zkušební metoda     | Druh zkoušky | Výsledky studie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | in vivo<br>in vitro |              | negativní       |

#### f) karcinogenita;

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky.

| Složka        | Zkušební metoda | Druh zkoušky / trvání | Výsledky studie |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Reakční směs: |                 |                       | negativní       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

|                                                                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje.

| Složka                                                                                                                                                  | Zkušební metoda | Druh zkoušky / trvání | Výsledky studie                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |                 |                       | negativní<br>Při pokusech na zvířatech nebyl pozorován žádný vliv na vývoj plodu |

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje.

**Symptomy / Účinky,**  
**akutní a opožděné** Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky** Informace nejsou k dispozici.

| Složka                                                                                                                                                  | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                 | vodní blecha                                                                                                                                      | Sladkovodní rasy                                                                                                                                               | Microtox                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Acute toxicity:<br>LC50 96 h 0.19mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>EPA OPP 72-1<br><br>Chronic toxicity:<br>NOEC 35 days 0.02 mg/l (Pimephales promelas) OECD 210 | Acute toxicity:<br>EC50 48 h 0.126 mg/l<br>(Daphnia magna)<br>OECD Test 202<br><br>Chronic toxicity:<br>NOEC 21 days 0.10 mg/l<br>(Daphnia magna) | Acute toxicity:<br>ERC50 72 h 0.027 mg/l<br>(Selenastrum capricornutum)<br><br>Chronic toxicity:<br>NOEC 96h 0.004 mg/l,<br>(Skeletonema costatum)<br>OECD 201 | Chronic toxicity:<br>NOEC 3h 0.91 mg/l<br>(Activated sludge)<br>OECD 209 |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

| Složka                                                                                                                                                  | Rozložitelnost                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Biodegradable <50 % 10 days<br>Atmospheric half-life: 0.38-1.3 Days |

**12.3. Bioakumulační potenciál** Informace nejsou k dispozici.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

| Složka                                                                                                                                                  | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | <0.401  | <54                          |

## 12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za perzistentní, bioakumulativní nebo toxickou (PBT). Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za vysoce perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz Informace nejsou k dispozici

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky Žádný známý účinek.

Schopnost odbourávat ozon Žádný známý účinek.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Znečištěný obal Čisté a prázdné obaly by měly být ekologicky zlikvidovány.

Evropský katalog odpadů 18 01 06\* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující.  
Další informace Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

Nepodléhající nařízení

#### 14.1. UN číslo

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

#### 14.4. Obalová skupina

### ADR

Nepodléhající nařízení

#### 14.1. UN číslo

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

#### 14.4. Obalová skupina

### IATA

Nepodléhající nařízení

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

## 14.1. UN číslo

## 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

## 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

## 14.4. Obalová skupina

## 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika.

## 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nedá se použít, balené zboží.

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

X = uvedený

| Složka                                                                                                                                                     | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | -      | -      |     | -    | X   | -    | X     | X    | X     | -    | KE-0573<br>8 |

| Složka                                                                                                                                                     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI -<br>látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII -<br>Omezování o některých<br>nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006)<br>článek 59 – Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi velké<br>obavy (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) |                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                |                                                                                                                   |

| Složka                                                                                                                                                     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační<br>množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství<br>pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                            | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                                 |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

#### Národní předpisy

| Složka                                                                                                                                                     | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Reakční směs:<br>5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a<br>2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | WGK3                           |                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) není nutné.

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H301 - Toxický při požití  
H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**VPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** (těkavá organická látka)

### Fyzikální nebezpečnost

Na základě údajů z testů

### Nebezpečnost pro zdraví

Výpočtová metoda

### Nebezpečnost pro životní prostředí

Výpočtová metoda

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Datum revize 20-XI-2023

Datum revize  
Souhrn revizí

20-XI-2023  
Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006  
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**