

## KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100  
Cat No. : 10-9459-41

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus In vitro diagnostiikka  
Käytöt, joita ei suositella Kaikki muut käyttötarkoitukset

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö Phadia AB  
Rapsgatan 7P  
P.O. Box 6460  
751 37 UPPSALA  
Sweden  
+46 18 16 50 00  
safetydatasheet.idd@thermofisher.com

Sähköpostiosoite

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

CHEMTREC Suomi (Helsinki) +(358)-942419014

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

#### CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihon herkistyminen Kategoria 1

#### Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Kategoria 3

H-lausekkeiden koko tulkinta, katso kohta 16.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

### Vaaralausekkeet

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Turvalausekkeet

P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote sisältää ihmisestä peräisin olevaa ainetta. Luovuttajat on testattu ja todettu ei-reaktiivisiksi HBsAg:lle, HIV-1 Ag:lle, anti-HCV:lle ja anti HIV-1/HIV-2:lle. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

### 3.2. Seokset

| Aineosa                                                                                                                                                                 | CAS-nro    | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta -<br>asetus (EY) N:o<br>1272/2008                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Human proteins in buffer                                                                                                                                                | -          |        | >99            | -                                                                                                                                                                                                      |
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 220-239-6];<br>(CMIT/MIT (3:1)) | 55965-84-9 |        | <0.003         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH071 |

| Aineosa                                                                                                                                                              | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                                 | M-tekijä                     | Komponenttihuomautukset |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C (H314) :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A (H317) :: | 100 (acute)<br>100 (chronic) | -                       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

|  |                                            |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|
|  | C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 (H318) :: C>=0.6% |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|

H-lausekkeiden koko tulkinta, katso kohta 16.

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta.                                                                              |
| <b>Ihokosketus</b>            | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Mikäli esiintyy ihon ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä.        |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Ei sovellu.                                                                                                                                                |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai ihotulehdusta.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Tietoja lääkärille</b> | Hoito oireiden mukaan. |
|---------------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Ei tunneta.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei tunneta.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Ei tunneta.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojakäsineitä/-vaatteita ja silmien/kasvojensuojauksia. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kuivataan absorboivalla aineella (esim. paperipyyhe tai vastaava). Hävitä jätetuotteet tai käytetyt astiat paikallisten säädösten mukaisesti.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Pese huolellisesti käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä 2 - 8 °C lämpötilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Noudata käyttöohjeita.

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL) / Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                                                                                                                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6]; | DNEL = 0.04mg/m <sup>3</sup>            |                                         | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>               |                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 ( <0.003 ) |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                                                                                                                                                                  | Makea vesi      | Makea vesi<br>sedimentin            | Veden ajoittainen | Mikro-organismit<br>jätevedenkäsittely<br>ssä | Maaperä<br>(maatalous)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6];<br>(CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 ( <0.003 ) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC =<br>0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L   | PNEC = 0.23mg/L                               | PNEC = 0.01mg/kg<br>soil dw |

| Component                                                                                                                                                                                  | Merivesi        | Merivesi<br>sedimentin              | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6];<br>(CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 ( <0.003 ) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC =<br>0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L         |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita.

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet.

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi     | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

#### Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Hävitä sisältö/astiat paikallisten säädösten mukaisesti.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                       |                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                              | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                              | Vaaleankeltainen      |                                   |
| Haju                                  | Ei mitään             |                                   |
| Hajukynnys                            | Ei mitään             |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue            | 100 °C                |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)            | Ei syttyvä            |                                   |
| Räjähdyssrajat                        | Ei sovellu            |                                   |
| Leimahduspiste                        | Ei sovellu            | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                 | Ei sovellu            |                                   |
| Hajoamislämpötila                     | Ei sovellu            |                                   |
| pH                                    | 7.0                   |                                   |
| Viskositeetti                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                        | Veteen liukeneva      |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)   |                       |                                   |
| Aineosa                               | log Pow               |                                   |
| Reaktiomassa (3:1):                   | <0.401                |                                   |
| 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni |                       |                                   |
| [EY-numero 247-500-7] ja              |                       |                                   |
| 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni         |                       |                                   |
| [EY-numero 220-239-6]; (CMIT/MIT      |                       |                                   |
| (3:1))                                |                       |                                   |
| Höyrynpaine                           | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino                 | 1 g/cm <sup>3</sup>   |                                   |
| Irtotiheys                            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                         | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet               | Ei sovellu (neste)    |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|             |            |
|-------------|------------|
| Räjähtävyys | Ei sovellu |
| Hapettavuus | Ei sovellu |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunneta.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei tunneta.

### 10.5. Yhteensopimattomat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

**materiaalit** Ei tunnetta.

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet** Ei tunnetta.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

**Tuotetiedot** Tuote ei muodosta välitöntä myrkyllisyysvaaraa tunnettujen tai toimitettujen tietojen perusteella.

**a) välitön myrkyllisyys;**

**Suun kautta** Tietoja ei saatavissa.  
**Ihon kautta** Tietoja ei saatavissa.  
**Hengitys** Tietoja ei saatavissa.

| Aineosa                                                                                                                                                              | LC50, suun kautta       | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | LD50 = 53 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | 4h 0.33 mg/l ( Rat ) |

**b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;** Tietoja ei saatavissa.

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** Tietoja ei saatavissa.

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

**Hengitykseen liittyvä** Tietoja ei saatavissa.  
**Iho** Herkistävä.

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa.

| Aineosa                                                                                                                                                              | Testimenetelmä      | Testilaji | Tutkimustulos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | in vivo<br>in vitro |           | negatiivinen  |

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;** Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja.

| Aineosa                                                                                                                                                              | Testimenetelmä | Testilaji / kesto | Tutkimustulos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) |                |                   | negatiivinen  |

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**

Tietoja ei saatavissa.

| Aineosa                                                                                                                                                              | Testimenetelmä | Testilaji / kesto | Tutkimustulos                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) |                |                   | negatiivinen<br>Eläinkokeet eivät osoittaneet vaikutuksia kehittyvälle sikiölle |

**h) elinomainen myrkyllisyys –** Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa.

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Tietoja ei saatavissa.

| Aineosa                                                                                                                                                              | Makeanvedenkala                                                                                                                                                        | vesikirppu                                                                                                                                           | Makeanveden levät                                                                                                                                                  | Microtox                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | Acute toxicity:<br>LC50 96 h 0.19mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>EPA OPP 72-1<br><br>Chronic toxicity:<br>NOEC 35 days 0.02<br>mg/l (Pimephales<br>promelas) OECD 210 | Acute toxicity:<br>EC50 48 h 0.126 mg/l<br>(Daphnia magna)<br>OECD Test 202<br><br>Chronic toxicity:<br>NOEC 21 days<br>0.10 mg/l<br>(Daphnia magna) | Acute toxicity:<br>ERC50 72 h 0.027 mg/l<br>(Selenastrum<br>capricornutum)<br><br>Chronic toxicity:<br>NOEC 96h 0.004 mg/l,<br>(Skelettonema costatum)<br>OECD 201 | Chronic toxicity:<br>NOEC 3h 0.91 mg/l<br>(Activated sludge)<br>OECD 209 |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa.

| Aineosa                                                                                                                                                              | Hajoavuus                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | Biodegradable <50 % 10 days<br>Atmospheric half-life: 0.38-1.3 Days |

### 12.3. Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa.

| Aineosa                                                                                                                                                              | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni<br>[EY-numero 247-500-7] ja<br>2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero<br>220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | <0.401  | <54                      |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

## ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä  
koskevat tiedot

Tietoja ei saatavissa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Ei tunnettuja vaikutuksia.

Ei tunnettuja vaikutuksia.

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Likaantunut pakkaus

Puhtaat ja tyhjät pakkaukset tulee kierrättää käyttäen paikallista jätehuoltoyritystä.

Euroopan jäteluokituslista  
Muut tiedot

18 01 06\* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä.  
Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

Ei säädelty

#### 14.1. YK-numero

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

#### 14.4. Pakkausryhmä

### ADR

Ei säädelty

#### 14.1. YK-numero

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

#### 14.4. Pakkausryhmä

### IATA

Ei säädelty

#### 14.1. YK-numero

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

#### 14.4. Pakkausryhmä

### 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu.

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

### 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita.

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansainväliset luettelot

X = luetellut

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

| Aineosa                                                                                                                                                     | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | -      | -      |     | -    | X   | -    | X     | X    | X     | -    | KE-0573<br>8 |

| Aineosa                                                                                                                                                     | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) |                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           |                                                                                                           |

| Aineosa                                                                                                                                                     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktiomassa (3:1):<br>5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6]; (CMIT/MIT (3:1)) | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                    | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                  |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

## Kansalliset säännökset

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei tarvita.

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H310 - Tappavaa joutuessaan iholle  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H330 - Tappavaa hengitettynä  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Muutettu viimeksi 20-marras-2023

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Fysikaaliset vaarat**

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

**Ympäristövaarat**

Koetulosten perusteella

Laskentamenetelmä

Laskentamenetelmä

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

20-marras-2023

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**