

**SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE****1.1. Identificateur de produit**

Description du produit: ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100  
Cat No. : 10-9459-41

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation recommandée Diagnostic in vitro  
Utilisations déconseillées Toutes les autres utilisations

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société Phadia AB  
Rapsgatan 7P  
P.O. Box 6460  
751 37 UPPSALA  
Sweden  
+46 18 16 50 00  
Adresse e-mail safetydatasheet.idd@thermofisher.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

CHEMTREC France +(33)-975181407  
CHEMTREC Belgique (Bruxelles) +(32)-28083237  
CHEMTREC Suisse (Zurich) +(41)- 435082011

**SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1. Classification de la substance ou du mélange****CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008****Dangers physiques**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

**Dangers pour la santé**

Sensibilisation cutanée Catégorie 1

**Dangers pour l'environnement**

Toxicité aquatique chronique Catégorie 3

Pour le texte complet des éléments mentionnés au point H de ce chapitre, voir chapitre 16

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

## 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Attention

### Mentions de danger

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### Conseils de prudence

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection

P501 - Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## 2.3. Autres dangers

Le produit contient une matière de source humaine. Les donneurs ont été testés et on a constaté qu'ils n'étaient pas réactifs à : HBsAg, HIV-1 Ag, anti-HCV et anti HIV-1/HIV-2. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé. Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances

### 3.2. Mélanges

| Composant                                                                                                                                                            | Numéro CAS | N° CE | Pour cent en poids | CLP classification -<br>Règlement (CE) n°<br>1272/2008                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protéines humaines dans une solution tampon                                                                                                                          | -          |       | >99                | -                                                                                                                                                                                                      |
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | 55965-84-9 |       | <0.003             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH071 |

| Composant                                                                                                                                                            | Limites de concentration<br>spécifiques (SCL)                                                                                                               | Facteur M                    | Notes sur les composants |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C (H314) :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C≥0.0015% | 100 (acute)<br>100 (chronic) | -                        |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
|  | Eye Dam. 1 (H318) :: C>=0.6% |  |
|--|------------------------------|--|

Pour le texte complet des éléments mentionnés au point H de ce chapitre, voir chapitre 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                          |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact oculaire                                         | Rincer soigneusement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.                                                                                                |
| Contact cutané                                           | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.                     |
| Ingestion                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau.                                                                                                          |
| Inhalation                                               | Sans objet.                                                                                                                                                               |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut provoquer une irritation cutanée et/ou une dermatite.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Notes au médecin | Traiter les symptômes. |
|------------------|------------------------|

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant.

#### Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Aucun(e) connu(e).

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun(e) connu(e).

#### Produits dangereux résultant de la combustion

Aucun(e) connu(e).

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter des gants/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éliminer conformément aux réglementations locales. Éviter le rejet dans l'environnement.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Éliminer les déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver soigneusement après toute manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver à des températures comprises entre 2 °C et 8 °C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Respecter les instructions d'utilisation.

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant                                                                                                                                                                          | Autriche                                     | Danemark | Suisse                                                                               | Pologne | Norvège |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-i<br>sothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiaz<br>ol-3-one<br>[no CE 220-239-6]<br>(3:1); (CMIT/MIT<br>(3:1)) | MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |          | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |         |         |

#### Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL) / Niveau dérivé sans effet (DNEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                                                                                                                                                                                       | Effet aigu local<br>(Inhalation) | Effet aigu systémique<br>(Inhalation) | Les effets chroniques<br>local (Inhalation) | Les effets chroniques<br>systémique<br>(Inhalation) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-<br>3-one [no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | DNEL = 0.04mg/m <sup>3</sup>     |                                       | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>                |                                                     |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                                                                                                                                                                                            | Eau douce       | Des sédiments<br>d'eau douce        | Eau intermittente | Micro-organismes<br>dans le traitement<br>des eaux usées | Des sols<br>(agriculture)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothia-<br>zolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-o<br>ne [no CE 220-239-6]<br>(3:1); (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC =<br>0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L   | PNEC = 0.23mg/L                                          | PNEC = 0.01mg/kg<br>soil dw |

| Component                                                                                                                                                                                            | Eau de mer      | Des sédiments<br>d'eau marine       | Eau de mer<br>intermittente | Chaîne alimentaire | Air |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothia-<br>zolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-o<br>ne [no CE 220-239-6]<br>(3:1); (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC =<br>0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L             |                    |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux

Aucun équipement de protection spécifique exigé.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

## Protection des mains

Gants de protection.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

## Protection de la peau et du corps

Vêtements à manches longues.

## Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

## À grande échelle / utilisation d'urgence

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

## À petite échelle / utilisation en laboratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

## Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

## Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Éliminer le contenu et les récipients conformément aux réglementations locales.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### État physique

Liquide

#### Aspect

Jaune clair

#### Odeur

Aucun(e)

#### Seuil olfactif

Aucun(e)

#### Point/intervalle de fusion

Aucune donnée disponible

#### Point de ramollissement

Aucune donnée disponible

#### Point/intervalle d'ébullition

100 °C

#### Inflammabilité (Liquide)

Aucune donnée disponible

#### Inflammabilité (solide, gaz)

Ininflammable

#### Limites d'explosivité

Sans objet

#### Point d'éclair

Sans objet

Méthode - Aucune information disponible

#### Température d'auto-inflammabilité

Sans objet

#### Température de décomposition

Sans objet

#### pH

7.0

#### Viscosité

Aucune donnée disponible

#### Hydrosolubilité

Soluble dans l'eau

#### Solubilité dans d'autres solvants

Aucune information disponible

#### Coefficient de partage (n-octanol/eau)

log Pow

#### Composant

<0.401

#### Masse de réaction de:

5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one

[no CE 247-500-7] et

2-méthyl-2H-isothiazol-3-one

[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT

(3:1))

#### Pression de vapeur

Aucune donnée disponible

#### Densité / Densité

1 g/cm3

#### Densité apparente

Aucune donnée disponible

#### Densité de vapeur

Aucune donnée disponible

(Air = 1.0)

#### Caractéristiques des particules

Sans objet (liquide)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

## 9.2. Autres informations

Propriétés explosives Sans objet  
Propriétés comburantes Sans objet

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e).

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.  
Réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucun(e) connu(e).

### 10.5. Matières incompatibles

Aucun(e) connu(e).

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) connu(e).

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Informations sur le produit Le produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d'après les informations connues ou fournies.

#### a) toxicité aiguë;

Oral(e)

Aucune donnée disponible.

Cutané(e)

Aucune donnée disponible.

Inhalation

Aucune donnée disponible.

| Composant                                                                                                                                                            | DL50 oral               | DL50 dermal                   | LC50 (CL50) par inhalation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | LD50 = 53 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | 4h 0.33 mg/l ( Rat )       |

#### b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Aucune donnée disponible.

#### c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;

Aucune donnée disponible.

#### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire

Aucune donnée disponible.

Peau

Sensibilisant.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

**e) mutagénicité sur les cellules germinales;** Aucune donnée disponible.

| Composant                                                                                                                                                            | Les méthodes de surveillance | Espèce utilisée pour le test | Étude résultat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | in vivo<br>in vitro          |                              | négatif        |

**f) cancérogénicité;** Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit.

| Composant                                                                                                                                                            | Les méthodes de surveillance | Espèce utilisée pour le test / durée | Étude résultat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |                              |                                      | négatif        |

**g) toxicité pour la reproduction;** Aucune donnée disponible.

| Composant                                                                                                                                                            | Les méthodes de surveillance | Espèce utilisée pour le test / durée | Étude résultat                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |                              |                                      | négatif<br>Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet sur le développement du fœtus |

**h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;** Aucune donnée disponible.

**i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;** Aucune donnée disponible.

**j) danger par aspiration;** Aucune donnée disponible.

**Symptômes / effets, aigus et différés** Aucune information disponible.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien** Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

**Effets d'écotoxicité** Aucune information disponible.

| Composant                                                                                                                                                            | Poisson d'eau douce                                                                                     | Puce d'eau                                                                                           | Algues d'eau douce                                                                               | Microtox                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Acute toxicity:<br>LC50 96 h 0.19mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>EPA OPP 72-1<br><br>Chronic toxicity: | Acute toxicity:<br>EC50 48 h 0.126 mg/l<br>(Daphnia magna)<br>OECD Test 202<br><br>Chronic toxicity: | Acute toxicity:<br>ERC50 72 h 0.027 mg/l<br>(Selenastrum capricornutum)<br><br>Chronic toxicity: | Chronic toxicity:<br>NOEC 3h 0.91 mg/l<br>(Activated sludge)<br>OECD 209 |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

|  |                                                       |                                        |                                                      |  |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  | NOEC 35 days 0.02 mg/l (Pimephales promelas) OECD 210 | NOEC 21 days 0.10 mg/l (Daphnia magna) | NOEC 96h 0.004 mg/l, (Skeletonema costatum) OECD 201 |  |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

**12.2. Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

| Composant                                                                                                                                                            | Dégradabilité                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Biodegradable <50 % 10 days<br>Atmospheric half-life: 0.38-1.3 Days |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Aucune information disponible.

| Composant                                                                                                                                                            | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one<br>[no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | <0.401  | <54                               |

**12.4. Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB** Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens Aucune information disponible

**12.7. Autres effets néfastes**

Des polluants organiques persistants Aucun effet connu.

Potentiel de destruction de l'ozone Aucun effet connu.

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Déchets de résidus/produits non utilisés Éviter le rejet dans l'environnement.

Emballages contaminés Les flacons vides et nettoyés devraient être éliminés par des sociétés de recyclage.

Le code européen des déchets 18 01 06\* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.  
Autres informations Aucune information disponible.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**IMDG/IMO** Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

## 14.4. Groupe d'emballage

**ADR**

Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

**14.4. Groupe d'emballage**

**IATA**

Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

**14.4. Groupe d'emballage**

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés.

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Inventaires internationaux**

X = liste

| Composant                                                                                                                                                       | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS (Australie) | KECL         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------------------|--------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | -      | -      |     | -    | X   | -    | X     | X    | X     | -                | KE-0573<br>8 |

| Composant                                                                                                                                                         | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) |                                                                     | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                            |                                                                                                             |

| Composant                                                  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin- | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                                                | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                                                    |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

|                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3-one [no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**  
Sans objet

## Réglementations nationales

| Composant                                                                                                                                                                | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Masse de réaction de:<br>5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-<br>3-one [no CE 247-500-7] et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>[no CE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | WGK3                                  |                            |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation/ un rapport chimique de la sécurité (CSA/CSR) n'est pas nécessaire.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H301 - Toxique en cas d'ingestion  
H310 - Mortel par contact cutané  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H330 - Mortel par inhalation  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques  
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
EUH071 - Corrosif pour les voies respiratoires

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

ImmunoCAP Specific IgE Calibrator Strip 0-100

Date de révision 20-nov.-2023

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë  
COV (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

**Dangers physiques**

D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé**

Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement**

Méthode de calcul

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

**Date de révision**

20-nov.-2023

**Sommaire de la révision**

Sans objet.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006**

**RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**