

Hazırlanma Tarihi 26-Mar-2012

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

Revizyon Numarası 4

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)  
Cat No. : K004311-9

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye Edilen Kullanım In vitro tanısal.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-posta adresi mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**Sağlığa zararlılığı**

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Üreme Toksisitesi

Kategori 2 (H315)  
Kategori 2 (H319)  
Kategori 1B (H360D)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

## Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

## Osagarrak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen                          | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                  |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | EEC No. 214-684-5 | <20             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                     |
| N-Metil-2-pirrolidon             | 872-50-4  | EEC No. 212-828-1 | 5 - 9.99        | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Propilenkarbonat                 | 108-32-7  | EEC No. 203-572-1 | 10 - 24.9       | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                 |
| Sülfürik asit                    | 7664-93-9 | EEC No. 231-639-5 | 4.5             | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                           |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

| Bileşen              | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                                                              | M-Faktör | Bileşen notları |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%                                                                              | -        | -               |
| Sülfürik asit        | Eye Irrit. 2 (H319) :: 5%<=C<15%<br>Skin Corr. 1A (H314) :: C>=15%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 5%<=C<15% | -        | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Tıbbi yardım alın.                                                                                                     |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Solunum sistemini tahriş eder. Gözleri tahriş eder.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçınin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı sıkıca kapalı tutun. Sıcaklığın 2 °C ile 8 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Türkiye - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

|         |                |                  |        |         |         |
|---------|----------------|------------------|--------|---------|---------|
| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik krallık | Fransa | Belçika | İspanya |
|---------|----------------|------------------|--------|---------|---------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

|                      |                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | TWA: 10 ppm (8h)<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Sülfürik asit        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                         | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                  | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                     |

| Bileşen              | İtalya                                                                                                                                                                                                                                                                | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portekiz                                                                                                                             | Hollanda                                                                          | Finlandiya                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle                                             | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Propilenkarbonat     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 8.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 8.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 8.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| Sülfürik asit        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo when choosing a suitable method for monitoring exposure should take into account potential constraints and interactions that may occur in the presence of other sulfur compounds, respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                               |

| Bileşen              | Avusturya                                                                                                                                                | Danimarka                                                      | İsviçre                                                                                                                                        | Polonya                                                                         | Norveç                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Propilenkarbonat     |                                                                                                                                                          |                                                                | STEL: 6 ppm 15                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

|               |                                                                                              |                                        |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                              |                                        | Minuten<br>STEL: 25.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 6 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                                            |                                                                                                                            |
| Sülfürik asit | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated thoracic<br>fraction |

| Bileşen              | Bulgaristan                                                                                               | Hırvatistan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İrlanda                                                                                                                  | Kıbrıs                                                                                                                               | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                                                                   | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction             |
| Sülfürik asit        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. when selecting<br>the appropriate<br>exposure monitoring<br>method the potential<br>limitations and<br>disturbances that may<br>occur in the presence of<br>other sulfur compounds<br>should be taken into<br>account fog, thoracic<br>fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min                                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. concentrated<br>H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Bileşen              | Estonya                                                                                                                                                        | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                               | Yunanistan                                                                                                                             | Macaristan                                                                                                                                | İzlanda                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min                                                                                                                                         | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Sülfürik asit        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. particles that<br>reach the upper<br>respiratory tract                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>when selecting an<br>appropriate exposure<br>monitoring method,<br>account should be taken<br>of potential limitations<br>and interferences that<br>may arise in the<br>presence of other<br>sulphur compounds<br>thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol              |

| Bileşen              | Letonya                                                                                                                              | Litvanya                                                                                                | Lüksemburg                                                                                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                                  | Romanya                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Propilenkarbonat     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                             | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

|                      |                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sülfürik asit        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor<br>IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                      |
| <b>Bileşen</b>       | <b>Rusya</b>                              | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                                                                          | <b>Slovenya</b>                                                                                                                                                        | <b>İsveç</b>                                                                                                                                                                   | <b>Türkiye</b>                                                                                                                         |
| N-Metil-2-pirrolidon | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>vapor<br>Koza<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Propilenkarbonat     | MAC: 7 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| Sülfürik asit        | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction,<br>fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, fog                              | Indicative STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                                     |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

|                      |                       |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bileşen</b>       | <b>Avrupa Birliği</b> | <b>Birleşik Krallık</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Fransa</b>    | <b>İspanya</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Almanya</b>                                                          |
| N-Metil-2-pirrolidon |                       |                                                                                                                                                                                                          |                  | 2-Hydroxy-N-methylsuc<br>cinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine<br>pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine<br>between 2-4 hours after<br>the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 150 mg/L<br>urine (end of shift ) |
| <b>Bileşen</b>       | <b>İtalya</b>         | <b>Finlandiya</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Danimarka</b> | <b>Bulgaristan</b>                                                                                                                                                                                | <b>Romanya</b>                                                          |
| N-Metil-2-pirrolidon |                       | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the<br>morning after a working<br>day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-suc<br>cinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after<br>the shift. |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

|                                                          |                                       |                                          |                                           |                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Component</b>                                         | <b>Akut etkisi yerel<br/>(Dermal)</b> | <b>Akut etkisi sistemik<br/>(Dermal)</b> | <b>Kronik etkileri yerel<br/>(Dermal)</b> | <b>Kronik etkileri<br/>sistemik (Dermal)</b> |
| WASH BUFFER -<br>Tris-hydrochloride<br>1185-53-1 ( <20 ) |                                       |                                          |                                           | DNEL = 216.6mg/kg<br>bw/day                  |
| N-Metil-2-pirrolidon<br>872-50-4 ( 5 -9.99 )             |                                       |                                          |                                           | DNEL = 4.8mg/kg<br>bw/day                    |
| Propilenkarbonat                                         |                                       |                                          | DNEL = 10mg/cm2                           | DNEL = 20mg/kg                               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

|                        |  |  |  |        |
|------------------------|--|--|--|--------|
| 108-32-7 ( 10 - 24.9 ) |  |  |  | bw/day |
|------------------------|--|--|--|--------|

| Component                                          | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride 1185-53-1 ( <20 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>      |
| N-Metil-2-pirrolidon 872-50-4 ( 5 -9.99 )          |                             |                                | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>       |
| Propilenkarbonat 108-32-7 ( 10 - 24.9 )            |                             |                                | DNEL = 20mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 70.53mg/m <sup>3</sup>      |
| Sülfürik asit 7664-93-9 ( 4.5 )                    | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup> |                                | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>    |                                    |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                                 | Tatlısu           | Tatlı su sediment             | Su aralıklı  | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon 872-50-4 ( 5 -9.99 ) | PNEC = 0.25mg/L   | PNEC = 1.09mg/kg sediment dw  | PNEC = 5mg/L | PNEC = 10mg/L                              | PNEC = 0.0701mg/kg soil dw |
| Propilenkarbonat 108-32-7 ( 10 - 24.9 )   | PNEC = 0.9mg/L    |                               | PNEC = 9mg/L | PNEC = 7400mg/L                            | PNEC = 0.81mg/kg soil dw   |
| Sülfürik asit 7664-93-9 ( 4.5 )           | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |              | PNEC = 8.8mg/L                             |                            |

| Component                                 | Deniz suyu         | Deniz suyu sediment           | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------|
| N-Metil-2-pirrolidon 872-50-4 ( 5 -9.99 ) | PNEC = 0.025mg/L   | PNEC = 0.109mg/kg sediment dw |                     |              |      |
| Propilenkarbonat 108-32-7 ( 10 - 24.9 )   | PNEC = 0.09mg/L    |                               | PNEC = 0.9mg/L      |              |      |
| Sülfürik asit 7664-93-9 ( 4.5 )           | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı          | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Tek kullanımlık eldivenler | Üreticileri öneriler bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı               |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Görünüm                          | Çeşitlilik         |                            |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok    |                            |
| Erime noktası/aralığı            | Mevcut veri yok    |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Uygulanamaz        |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Uygulanamaz        | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | Uygulanamaz        |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok    |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Suda çözünür       |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow          |                            |
| N-Metil-2-pirrolidon             | -0.46              |                            |
| Propilenkarbonat                 | -0.5               |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı) |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

## 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbiri.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbiri.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

Bilinen ya da sağlanan bilgilere göre, ürün akut bir toksisite zararlılığı teşkil etmemektedir

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen              | LD50 Oral                  | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon               |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit )     | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Propilenkarbonat     | LD50 = 29000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | -                             |
| Sülfürik asit        | LD50 = 2140 mg/kg ( Rat )  | -                            | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 2

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

| Bileşen       | EU | UK | Almanya | IARC    |
|---------------|----|----|---------|---------|
| Sülfürik asit |    |    |         | Group 1 |

(g) Üreme toksisitesi;  
Gelişimsel Etkiler

Kategori 1B  
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;  
Hedef Organlar

Mevcut veri yok  
Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;  
Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Mevcut veri yok  
Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite Ekotoksikite etkileri

| Bileşen                             | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                           | Su Piresi                                 | Tatlı Su Yosunu                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| WASH BUFFER -<br>Tris-hydrochloride |                                                                                                                                                                           | EC50 >100 mg/L/48h                        |                                                    |
| N-Metil-2-pirrolidon                | LC50: = 1400 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Propilenkarbonat                    | Leuciscus idus: LC50: 5300<br>mg/L/96h                                                                                                                                    | EC50: > 500 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)  | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Sülfürik asit                       | LC50: > 500 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio)                                                                                                                       | EC50: 29 mg/L/24h                         |                                                    |

| Bileşen          | Mikrotoks              | M-Faktör |
|------------------|------------------------|----------|
| Propilenkarbonat | EC50 > 10000 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik Kalıcılık

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen              | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | -0.46     | Mevcut veri yok              |
| Propilenkarbonat     | -0.5      | Mevcut veri yok              |

OXDK0043119

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil.

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirlenici Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez.  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez.

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Federal ve devlet yönetmeliklerine ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN2796         |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | Sulphuric acid |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 8              |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II             |

### ADR

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN2796         |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | Sulphuric acid |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 8              |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II             |

### IATA

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN2796         |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | Sulphuric acid |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 8              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

## 14.4. Ambalajlama grubu

II

## 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

## 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması

## 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                             | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| WASH BUFFER -<br>Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -                                                        |
| N-Metil-2-pirrolidon                | 872-50-4  | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X                                                        |
| Propilenkarbonat                    | 108-32-7  | 203-572-1 | -      | -   | X     | X    | KE-23785 | X    | X                                                        |
| Sülfürik asit                       | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X                                                        |

| Bileşen                             | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| WASH BUFFER -<br>Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| N-Metil-2-pirrolidon                | 872-50-4  | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Propilenkarbonat                    | 108-32-7  | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Sülfürik asit                       | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen              | (1907/2006) REACH - Ek XIV -<br>Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı<br>Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                                                                                              | REACH-förordningen (EG<br>1907/2006) artikel 59 -<br>Kandidatlista över ämnen med<br>mycket stor oro (SVHC) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | -                                                           | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 -<br>Toxic for reproduction, Article 57c                                    |
| Propilenkarbonat     | -                                                           | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                           |
| Sülfürik asit        | -                                                           | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

OXDK0043119

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Bileşen                          | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| N-Metil-2-pirrolidon             | 872-50-4  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Propilenkarbonat                 | 108-32-7  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Sülfürik asit                    | 7664-93-9 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın

Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen                          | Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | WGK1                             |                          |
| N-Metil-2-pirrolidon             | WGK1                             |                          |
| Propilenkarbonat                 | WGK1                             |                          |
| Sülfürik asit                    | WGK1                             |                          |

| Bileşen              | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidon<br>872-50-4 ( 5 -9.99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Sülfürik asit<br>7664-93-9 ( 4.5 )           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

OXDK0043119

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Revizyon Tarihi 10-Ara-2021

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

## Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

## Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

[CLP]:

**Fiziksel zararlılıklar**  
**Sağlığa Zararlılığı**  
**Çevresel zararlar**

Test verilerine dayanarak  
Hesaplama yöntemi  
Hesaplama yöntemi

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlanma Tarihi**

26-Mar-2012

**Revizyon Tarihi**

10-Ara-2021

**Revizyon Özeti**

SDS ((Madde) Güvenlik Bilgileri Formu) bölümleri güncelleştirilmiştir, 2, 3, 16.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilginiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu