

一 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品描述: **SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT**
目录编号 **R246303**

1.2. 物质或混合物的相关确定用途和使用建议

推荐用途 实验室化学品。
不建议的用途 无资料。

1.3 安全数据表供应商的详细信息

厂商	Remel 12076 Santa Fe Drive Lenexa, KS 66215 United States Telephone: 1-800-255-6730 Fax:1-800-621-8251 mbd-sds@thermofisher.com	Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
电子邮件地址		

1.4. 紧急电话号码

。 Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

二 危险性概述

2.1. 物质或混合物的分类

GHS分类

物理危险

易燃液体 类别3 (H226)

健康危害

急性口服毒性	类别4 (H302)
急性吸入毒性 - 蒸气	类别4 (H332)
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B (H314)
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1 (H318)
生殖细胞突变性	类别2 (H341)
致癌性	类别2 (H351)

环境危害

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

基于可用数据，不符合分类标准

2.2. 标签元素



警示语

危险

危害声明

H226 - 易燃液体和蒸气
H302 - 吞咽有害
H332 - 吸入有害
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H341 - 怀疑可导致遗传性缺陷
H351 - 怀疑致癌

防范说明

P210 - 远离热源 / 火花 / 明火 / 热表面。禁止吸烟
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
P280 - 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。
P301 + P330 + P331 - 吞咽：冲洗口腔。 不要诱发呕吐
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗数分钟。 去除隐形眼镜，如果存在并且容易做到。 继续冲洗
P310 - 立即呼救解毒中心或医生。

2.3. 其他危害

三 成分/组成资料

3.2. 混合物

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	EC-编号.	重量百分含量	GHS分类
DMSO Basic Fuchsin Stain	NA		0	-
二甲基亚砷	67-68-5	EEC No. 200-664-3	15	-
乙醇	64-17-5	200-578-6	15	Flam. Liq. 2 (H225)
苯酚	108-95-2	EEC No. 203-632-7	7	Acute Tox. 3 (H301)

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

				Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Muta. 2 (H341) STOT RE 2 (H373)
乙酸	64-19-7	200-580-7	10	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
DMSO Modified Acid Fast Decolorizer	NA		0	-
硫酸	7664-93-9	231-639-5	10	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
DMSO Counter Stain	NA		0	-
丙三醇 (甘油)	56-81-5	200-289-5	16.7	-
C.I. 42510	632-99-5	EEC No. 211-189-6	2	Carc. 2 (H351) Acute Tox. 4 (H302)

危险性说明：参见第16部分

四 急救措施

4.1. 急救措施说明

一般建议

出示此安全技术说明书给现场的医生。需要立即治疗。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即治疗。

皮肤接触

立即以大量清水冲洗至少 15 分钟。脱掉污染的衣服，并在重新使用水前洗净。立即呼叫医生。

摄入

禁止催吐。用水清洁口腔。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。立即呼叫医生。

吸入

如呼吸停止，进行人工呼吸。离开暴露区域，并躺下。如患者摄入或吸入物质时，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。立即呼叫医生。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的材料，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

4.2. 最重要的症状和影响，急性和延迟

。所有接触途径都导致灼伤。呼吸困难。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

4.3. 表示立即就医和特殊治疗需要

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

5.1. 灭火介质

灭火介质

不要采用太强的水汽, 因为它可能使火苗蔓延分散。用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放。本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。易燃的。容器受热时可能爆炸。蒸汽可能与空气形成爆炸性混合物。蒸汽可能传播至点火源并闪回。

危害性燃烧产物

在正常使用条件下无。

5.3. 对消防员的建议

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放。

六 泄漏应急处理

6.1. 个人防护措施, 防护装备和应急程序

确保足够的通风。使用个人防护设备。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄露区域, 或处于上风。清除所有火源。采取防止静电放电的措施。

6.2. 环境保护措施

不得排放到环境中。参见12部分了解更多的生态学信息。

6.3. 遏制和清理方法和材料

以惰性吸收物质吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。清除所有火源。使用防火花工具和防爆设备。

6.4. 参考其他部分

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

7.1. 安全处理注意事项

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

配备个人防护装备。· 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。仅在化学排气罩中使用。· 不要呼吸蒸气或喷雾。· 不要服入。· 远离明火，热表面和火源。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电放电的措施。

卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。远离食品、饮料和动物饲料保存。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。脱掉污染的衣服，并在重新使用水前洗净。· 休息以前和工作结束时洗手。·

7.2. 安全储存条件，包括任何不兼容性

腐蚀性区域。· 保持容器密闭放于干燥、阴凉且通风良好处。切勿靠近热源和火源。·

7.3. 具体的最终用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

暴露限值

列表源 EU - 2006年2月7日的委员会指令2006/15/EC建立了指示性职业接触限值的第二份清单，用于执行委员会指令98/24/EC和增补的指令91/332/EEC以及2000/39/EC关于保护与化学试剂工作相关危险的工人的健康和安全。

组分	欧盟	英国	法国	比利时	西班牙
乙醇		TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m ³ TWA WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m ³ STEL	TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). TWA / VME: 1900 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 5000 ppm. STEL / VLCT: 9500 mg/m ³ .	TWA: 1000 ppm 8 uren TWA: 1907 mg/m ³ 8 uren	STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1910 mg/m ³ (15 minutos).
苯酚	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 4 ppm 15 min STEL: 16 mg/m ³ 15 min	STEL: 4 ppm 15 min STEL: 16 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 7.8 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 7.8 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 4 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 15.6 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 8 mg/m ³ 8 uren STEL: 4 ppm 15 minuten STEL: 16 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 4 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 16 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 8 mg/m ³ (8 horas) Piel
乙酸		STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 25 mg/m ³ 8 uren STEL: 15 ppm 15 minuten STEL: 38 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 37 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 25 mg/m ³ (8 horas)
硫酸	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m ³ (8 horas)

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

		TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .		
丙三醇 (甘油)		TWA: 10 mg/m ³ 8 hr (mist only)	TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 10 mg/m ³ (8 horas)

组分	意大利	德国	葡萄牙	荷兰	芬兰
二甲基亚砷		TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 160 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 160 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 100 ppm Hö hepunkt: 320 mg/m ³ Haut			TWA: 50 ppm 8 tunteina Iho
乙醇		500 ppm TWA; 960 mg/m ³ TWA	TWA: 1000 ppm 8 horas	huid STEL: 1900 mg/m ³ 15 minuten TWA: 260 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1000 ppm 8 tunteina TWA: 1900 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 1300 ppm 15 minuutteina STEL: 2500 mg/m ³ 15 minuutteina
苯酚	TWA: 2 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 8.0 mg/m ³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo STEL: 4 ppm 15 minuti. Breve termine STEL: 16 mg/m ³ 15 minuti. Breve termine Pelle	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 8 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 Haut	STEL: 4 ppm 15 minutos STEL: 16 mg/m ³ 15 minutos TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 8 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 8 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 8 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 4 ppm 15 minuutteina STEL: 16 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
乙酸		TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 20 ppm Hö hepunkt: 50 mg/m ³	STEL: 15 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 25 mg/m ³ 8 horas	MAC-TGG 25 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina
硫酸	-	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina
丙三醇 (甘油)		TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). MAK	TWA: 10 mg/m ³ 8 horas		TWA: 20 mg/m ³ 8 tunteina

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

		Hö hepunkt: 400 mg/m³			
--	--	-----------------------	--	--	--

组分	奥地利	丹麦	瑞士	波兰	挪威
二甲基亚砷	Haut MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 160 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 160 mg/m³ 8 timer	Haut/Peau STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 320 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 160 mg/m³ 8 Stunden		
乙醇	MAK-KZW: 2000 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 3800 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1000 ppm 8 timer TWA: 1900 mg/m³ 8 timer	STEL: 1000 ppm 15 Minuten STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten TWA: 500 ppm 8 Stunden TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 500 ppm 8 timer TWA: 950 mg/m³ 8 timer STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated
苯酚	Haut MAK-KZW: 4 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 16 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 8 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4 mg/m³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 5 ppm 15 Minuten STEL: 19 mg/m³ 15 Minuten TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 19 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 16 mg/m³ 15 minutach TWA: 7.8 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4 mg/m³ 8 timer STEL: 3 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 12 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation Hud
乙酸	MAK-KZW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 50 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 25 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m³ 8 timer	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m³ 15 minutach TWA: 25 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m³ 8 timer STEL: 15 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 37.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated
硫酸	MAK-KZW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer	STEL: 0.1 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated thoracic fraction
丙三醇 (甘油)			STEL: 100 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach	

组分	保加利亚	克罗地亚	爱尔兰	塞浦路斯	捷克共和国
乙醇	TWA: 1000 mg/m³	TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima. TWA-GVI: 1900 mg/m³ 8 satima.	STEL: 1000 ppm 15 min		TWA: 1000 mg/m³ 8 hodiná ch. Ceiling: 3000 mg/m³
苯酚	TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m³ Skin notation	kož e TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 8 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 4 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 16 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 8 mg/m³ 8 hr. STEL: 4 ppm 15 min STEL: 16 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 16 mg/m³ STEL: 4 ppm TWA: 8 mg/m³ TWA: 2 ppm	TWA: 7.5 mg/m³ 8 hodiná ch. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 15 mg/m³

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

乙酸	TWA: 25.0 mg/m ³ STEL : 37.0 mg/m ³	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 25 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 25 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 37 mg/m ³ 15 min	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ 8 hodiná ch. Ceiling: 35 mg/m ³
硫酸	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.05 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.05 ppm 8 hr. STEL: 0.15 ppm 15 min	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 hodiná ch. SO3 TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodiná ch. concentrated H2SO4 mist Ceiling: 2 mg/m ³ SO3
丙三醇 (甘油)		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. (mist)		TWA: 10 mg/m ³ 8 hodiná ch. Ceiling: 15 mg/m ³

组分	爱沙尼亚	直布罗陀	希腊	匈牙利	冰岛
二甲基亚砷	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 150 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 150 ppm 15 minutites. STEL: 500 mg/m ³ 15 minutites.				
乙醇	TWA: 500 ppm 8 tundides. TWA: 1000 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 1000 ppm 15 minutites. STEL: 1900 mg/m ³ 15 minutites.		TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	STEL: 7600 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 1900 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1900 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 2000 ppm Ceiling: 3800 mg/m ³
苯酚	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 7.8 mg/m ³ 8 tundides.	Skin notation TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 16 mg/m ³ 15 min STEL: 4 ppm 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³	STEL: 16 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 8 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK lehetsé ges borö n keresztü li felszí vó dá s	TWA: 1 ppm 8 klukkustundum. TWA: 4 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 2 ppm Ceiling: 8 mg/m ³
乙酸	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 25 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 25 mg/m ³ 8 hr	STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL: 25 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 25 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 25 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 ppm Ceiling: 50 mg/m ³
硫酸	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundides. fume	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. aerosols Ceiling: 0.1 mg/m ³

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

丙三醇 (甘油)	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 10 mg/m ³		
----------	--	--	---------------------------	--	--

组分	拉脱维亚	立陶宛	卢森堡	马耳他	罗马尼亚
二甲基亚砷		TWA: 50 ppm IPRD TWA: 150 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 150 ppm STEL: 500 mg/m ³			
乙醇	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 500 ppm IPRD TWA: 1000 mg/m ³ IPRD STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³			TWA: 1000 ppm 8 ore TWA: 1900 mg/m ³ 8 ore STEL: 5000 ppm 15 minute STEL: 9500 mg/m ³ 15 minute
苯酚	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 8 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 8 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 16 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 4 ppm 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 16 mg/m ³ 15 minuti STEL: 4 ppm 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 8 mg/m ³ 8 ore STEL: 4 ppm 15 minute STEL: 16 mg/m ³ 15 minute
乙酸	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 25 mg/m ³ IPRD	TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 25 mg/m ³ 8 ore
硫酸	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ vapor IPRD STEL: 3 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore

组分	俄罗斯	斯洛伐克共和国	斯洛文尼亚	瑞典	土耳其
二甲基亚砷	MAC: 20 mg/m ³		TWA: 160 mg/m ³ 8 urah Kož a	Indicative STLV: 150 ppm 15 minuter Indicative STLV: 500 mg/m ³ 15 minuter LLV: 50 ppm 8 timmar. LLV: 150 mg/m ³ 8 timmar. Hud	
乙醇	TWA: 1000 mg/m ³ 2311 STEL: 2000 mg/m ³ 2311	Ceiling: 1920 mg/m ³ TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³	TWA: 1000 ppm 8 urah TWA: 1900 mg/m ³ 8 urah STEL: 4000 ppm 15 minutah STEL: 7600 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STLV: 1000 ppm 15 minuter Indicative STLV: 1900 mg/m ³ 15 minuter LLV: 500 ppm 8 timmar. LLV: 1000 mg/m ³ 8 timmar.	
苯酚	TWA: 0.3 mg/m ³ 0525 Skin notation STEL: 1 mg/m ³ 0525	Ceiling: 16 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 7.8 mg/m ³	TWA: 2 ppm 8 urah TWA: 8 mg/m ³ 8 urah Kož a STEL: 4 ppm 15 minutah STEL: 16 mg/m ³ 15 minutah	Binding STLV: 4 ppm 15 minuter Binding STLV: 16 mg/m ³ 15 minuter LLV: 1 ppm 8 timmar. LLV: 4 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 2 ppm 8 saat TWA: 8 mg/m ³ 8 saat STEL: 4 ppm 15 dakika STEL: 16 mg/m ³ 15 dakika
乙酸	Skin notation MAC: 5 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 25 mg/m ³ 8 urah	Indicative STLV: 10 ppm 15 minuter Indicative STLV: 25 mg/m ³ 15 minuter LLV: 5 ppm 8 timmar.	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 25 mg/m ³ 8 saat

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

				LLV: 13 mg/m ³ 8 timmar.	
硫酸	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction, fog	Indicative STLV: 0.2 mg/m ³ 15 minuter inhalable fraction LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. inhalable fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 saat

有职业生物限值
列表源

组分	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
苯酚			Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift	: 120 mg/g Creatinine urine end of shift	Phenol: 120 mg/g urine (end of shift after hydrolysis;measured as mg/g Creatinine)

组分	意大利	芬兰	丹麦	保加利亚	罗马尼亚
苯酚		Total phenol: 1.3 mmol/L urine end of shift.		Phenol: 200 µ g/L urine at the end of exposure or end of shift	total Phenol: 50 mg/L urine end of shift

组分	直布罗陀	拉脱维亚	斯洛伐克共和国	卢森堡	土耳其
苯酚			Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift		

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

衍生无影响水平 (DNEL)

无可用信息

接触途径	急性效应 (本地)	急性效应 (全身)	慢性影响 (本地)	慢性影响 (全身)
经口 经皮 吸入				

预计无影响浓度 (PNEC)

无可用信息.

8.2. 接触控制

工程措施

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在密闭区域中。使用防爆的电器/通风/照明/设备。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

手部防护

防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	
皮肤及身体防护	长袖衫			

检查前使用的手套

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。

请参阅制造商/供应商信息

确保手套适合任务

化学兼容性

灵巧

操作条件

用户的易感性, 例如敏化的影响

同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。

删除与护理, 避免皮肤污染的手套

呼吸防护

当浓度超过暴露限值时, 工人必须使用合适的呼吸器。

为保护穿戴者, 呼吸防护设备必须正确地配合, 并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用

在通风不良的情况下, 戴合适的呼吸设备。

小规模/实验室使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状, 采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

环境接触控制

无可用信息。

九 基本的物理和化学性质上的信息

9.1. 有关基本物理化学性质的信息

外观

物理状态

液体

。

气味

无可用信息

气味阈值

无资料

pH值

6.75

。

熔点/熔点范围

无资料

软化点

无资料

沸点/沸程

无可用信息

闪火点

30 °C / 86 °F

方法 - 无可用信息

蒸发速率

无资料

易燃性(固体, 气体)

不适用

液体

爆炸极限

无资料

蒸汽压

无资料

蒸汽密度

无资料

(空气= 1.0)

比重 / 密度

无资料

堆积密度

不适用

液体

水溶性

无可用信息

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
二甲基亚砷	-2.03	
乙醇	-0.32	
苯酚	1.5	
乙酸	-0.2	
丙三醇(甘油)	-1.76	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
粘度	无资料	
爆炸性	无可用信息	爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无可用信息	

9.2. 其他信息

十 稳定性和反应性

10.1. 反应

基于提供的信息无任何已知情况

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

10.3. 危险反应的可能性

。
危险的聚合作用 无可用信息。
危险反应 正常处理过程中不会发生。

10.4. 要避免的条件

远离明火，热表面和火源。

10.5. 不相容的材料

未知。

10.6. 有害的分解产物

。 在正常使用条件下无。

十一 毒理学信息

11.1. 有关毒理效应的资料

产品信息

急性毒性；

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

经口 类别4
经皮 基于可用数据，不符合分类标准
吸入 类别4

成份的毒理学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
二甲基亚砷	LD50 = 28300 mg/kg (Rat) LD50 = 14500 mg/kg (Rat)	LD50 = 40 g/kg (Rat)	LC50 > 5.33 mg/L (Rat) 4 h
乙醇	LD50 = 7060 mg/kg (Rat)		20000 ppm/10H (Rat)
苯酚	LD50 = 340 mg/kg (Rat) LD50 = 317 mg/kg (Rat)	LD50 = 630 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 316 mg/m³ (Rat) 4 h
乙酸	3310 mg/kg (Rat)	-	> 40 mg/L (Rat) 4 h
硫酸	2140 mg/kg (Rat)		LC50 = 510 mg/m³ (Rat) 2 h
丙三醇 (甘油)	12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L/4h (Rat)(mist)

皮肤腐蚀/刺激； 类别1 B

。

严重损伤/刺激眼睛； 类别1

呼吸或皮肤过敏；
呼吸系统 无资料
皮肤 无资料

。

生殖细胞致突变性； 类别2

。

致癌性； 类别2

。

下表表明了每个机构是否已经列出了作为致癌物的任何成分

组分	欧盟	UK	德国	IARC
乙醇				Group 1
苯酚			Cat. 3B	
硫酸				Group 1
C.I. 42510				Group 2B

生殖毒性； 无资料

STOT单曝光； 无资料

STOT重复曝光； 无资料

靶器官 未知。

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

吸入危险。

无资料

症状 /效应
急性的和滞后

过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

十二 生态学信息

12.1. 毒性 生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
二甲基亚砷	40 g/L LC50 96 h 33-37 g/L LC50 96 h	EC50 24h 7000 mg/L	EC50 96h 12350 - 25500 mg/L	= 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h = 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h = 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min
乙醇	Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h	EC50 = 9268 mg/L/48h EC50 = 10800 mg/L/24h	EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)	Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min
苯酚	4-7 mg/L LC50 96 h 32 mg/L LC50 96 h	EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50 21 - 36 mg/L 30 min EC50 = 23.28 mg/L 5 min EC50 = 25.61 mg/L 15 min EC50 = 28.8 mg/L 5 min EC50 = 31.6 mg/L 15 min
乙酸	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min
硫酸	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
丙三醇 (甘油)	LC50: 51 - 57 mL/L,	EC50: > 500 mg/L, 24h		

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

	96h static (Oncorhynchus mykiss)	(Daphnia magna)		
--	-------------------------------------	-----------------	--	--

12.2. 持久性和降解性 无可用信息

12.3. 生物累积潜力 无可用信息

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
二甲基亚砷	-2.03	无资料
乙醇	-0.32	无资料
苯酚	1.5	无资料
乙酸	-0.2	无资料
丙三醇 (甘油)	-1.76	无资料

12.4. 土壤中的迁移 无可用信息

12.5. PBT和vPvB评估结果 没有任何数据可用于评估。

12.6. 其他不良反应

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

13.1. 废物处理方法

残渣废料/未用掉的产品 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器, 这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

欧洲废物目录 根据欧洲废物编码的规定, 废物代码不是产品特性说明, 但是应用特性的说明。
其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要将废水排放到阴沟中去。符合当地的规定时, 可焚烧。不要排入下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。

十四 运输信息

IMDG/ IMO

14.1. 联合国编号 UN2920
14.2. 联合国正式运输名称 腐蚀性液体, 可燃, 无其它说明
14.3. 运输危险等级 8
次要危险性 3
14.4. 包装组 II

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

ADR

14.1. 聯合國編號	UN2920
14.2. 聯合國正式運輸名稱	腐蚀性液体, 可燃, 无其它说明
14.3. 運輸危險等級	8
次要危險性	3
14.4. 包裝組	II

IATA

14.1. 聯合國編號	UN2920
14.2. 聯合國正式運輸名稱	腐蚀性液体, 可燃, 无其它说明
14.3. 運輸危險等級	8
次要危險性	3
14.4. 包裝組	II

14.5. 環境危害 确定没有危险

14.6. 用戶特別注意事項 没有特别的注意事项

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代 不适用, 包装品
码

十五 法规信息

15.1. 安全, 健康和环境条例/特定于物质或混合物的立法

国际清单 X = 上市

组分	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	菲律宾化学 品与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	AICS	韩国既有 化学品目 录 (KECL)
二甲基亚砷	200-664-3	-		X	X	-	X	X	X	X	X
乙醇	200-578-6	-		X	X	-	X	X	X	X	X
苯酚	203-632-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
乙酸	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
硫酸	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	X
丙三醇 (甘油)	200-289-5	-		X	X	-	X	X	X	X	X
C.I. 42510	211-189-6	-		X	X	-	X	X	X	X	X

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

组分	德国对水的分类 (VwVwS)	德国 - TA-LUFT类的
----	-----------------	----------------

OXDR246303

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

二甲基亚砷	WGK 1	
乙醇	WGK 1	
苯酚	WGK 2	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)
乙酸	WGK 1	Class II : 0.10 g/m ³ (Massenkonzentration)
硫酸	WGK 1	
丙三醇 (甘油)	WGK 1	
C.I. 42510	WGK 3	

组分	法国 - INRS (职业病的表)
二甲基亚砷	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84
乙醇	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84
苯酚	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14

15.2. 化学品安全评估

化学安全评估/报告 (CSA / CSR) 是不需要的混合物

十六 其他信息

在第 2 和第 3 章节节下相关H用语的全文

H302 - 吞咽有害
H332 - 吸入有害
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H318 - 造成严重眼损伤
H341 - 怀疑可导致遗传性缺陷
H351 - 怀疑致癌
H225 - 高度易燃液体和蒸气
H226 - 易燃液体和蒸气
H301 - 吞咽会中毒
H311 - 皮肤接触会中毒
H331 - 吸入会中毒

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预告的无影响的浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

安全技术说明书

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

修订日期 09-Jan-2018

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”
ATE - 急性毒性估计
VOC - 挥发性有机化合物

主要参考文献和数据源

供应商安全数据表,
Chemadvisor - LOLL,
Merck索引,
RTECS

分类和程序, 用于计算混合物的分类根据欧盟(EC)1272/2008 [CLP]:

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

生效日期	02-Apr-2007
修订日期	09-Jan-2018
修订, 再版的原因	更新到CLP格式.

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定

安全数据表的结尾