

## 二氧化硅

### 一 化学品及企业标识

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br><b>Product Description:</b> | 二氧化硅<br><b>Matrex* Silica 60 Reverse Phase</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 目录编号                                 | <b>S/0686/60, S/0686/48</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 俗名                                   | Diatomaceous earth; Infusorial earth; Silicon dioxide                                                                                                                                                                                                         |
| CAS 号                                | 7631-86-9                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 分子式                                  | SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 供应商                                  | <b>UK entity/business name</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br><br><b>EU entity/business name</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium |
| 紧急电话号码                               | Tel : +44 (0)1509 231166<br>4008215118                                                                                                                                                                                                                        |
| 电子邮件地址                               | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                |
| 推荐用途                                 | 实验室化学品。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 限制用途                                 | 无资料。                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 二 危险性概述

|                 |              |           |
|-----------------|--------------|-----------|
| 物理状态<br>固体      | 外观与性状<br>灰白色 | 气味<br>无气味 |
| 紧急情况概述<br>有吸湿性。 |              |           |

**GHS危险性类别**  
基于现有数据，不符合分类标准

#### 标签元素

没有要求。

**物理和化学危害**

有吸湿性。

**健康危害**

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

**环境危害**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

**三 成分/组成资料**

| 组分   | CAS 号     | 重量百分含量 |
|------|-----------|--------|
| 二氧化硅 | 7631-86-9 | >95    |

**四 急救措施****眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

**皮肤接触**

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

**吸入**

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如出现症状，立即就医。

**食入**

不得诱导呕吐。就医。

**最重要的症状与影响**

无资料。

**对急救人员之自我防护**

没有特别的注意事项。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施****适用的灭火剂**

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料。

**化学品引起的特殊危害**  
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**消防员的防护设备和注意事项**  
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

**个人防护措施**  
确保足够的通风，使用所需的个人防护装备，避免粉尘的形成。

**环境保护措施**  
不得排放到环境中，附加生态信息参见第12部分。

**为遏制和清理方法**  
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置，避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

**操作**  
穿个体防护装备/戴防护面具，确保足够的通风，避免接触皮肤、眼睛或衣物，避免食入和吸入。。避免粉尘的形成。

**安全储存**  
保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。

**特定用途**  
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

| 组分   | ACGIH TLV | OSHA PEL               | NIOSH                            | 英国                                                                                          | 欧盟 |
|------|-----------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 二氧化硅 |           | (Vacated) TWA: 6 mg/m³ | IDLH: 3000 mg/m³<br>TWA: 6 mg/m³ | STEL: 18 mg/m³ 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 6 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m³ 8 hr |    |

**注释**  
OSHA 职业安全与健康管理局  
NIOSH: NIOSH -(国家职业安全与健康研究所)

监测方法



|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| 蒸气压         | 无资料   | 固体 |
| 蒸汽密度        | 不适用   |    |
| 比重 / 密度     | 无资料   |    |
| 堆积密度        | 无资料   |    |
| 水溶性         | 不溶的   |    |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料   | 固体 |
| 分配系数(正辛醇/水) | 无资料   |    |
| 自燃温度        | 无资料   |    |
| 分解温度        | 无资料   |    |
| 黏度          | 不适用   |    |
| 爆炸性         | 无资料   |    |
| 氧化性         | 无资料   |    |
| 分子式         | SiO2  |    |
| 分子量         | 60.08 |    |

十 稳定性和反应性

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 稳定性     | 有吸湿性。                      |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生。               |
| 危险的聚合作用 | 不会发生危险性聚合反应。               |
| 应避免的条件  | 不相容产品。过热。避免粉尘的形成。接触潮湿空气或水。 |
| 应避免的材料  | 强氧化剂。                      |
| 有害的分解产物 | 二氧化硅。                      |

十一 毒理学信息

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品信息 | 根据已知或提供的信息，本品不存在急性毒性危害 |
|------|------------------------|

|       |                     |                        |           |
|-------|---------------------|------------------------|-----------|
| 急性毒性； |                     |                        |           |
| 组分    | 半数致死量(LD50)，口服      | 半数致死量(LD50)，皮肤         | 呼吸的半数致死浓度 |
| 二氧化硅  | >5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | -         |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 皮肤腐蚀/刺激；   | 基于现有数据，不符合分类标准。 |
| 严重损伤/刺激眼睛； | 基于现有数据，不符合分类标准  |
| 呼吸或皮肤过敏；   |                 |
| 呼吸系统       | 基于现有数据，不符合分类标准  |
| 皮肤         | 基于现有数据，不符合分类标准  |
| 生殖细胞致突变性；  | 基于现有数据，不符合分类标准  |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 致癌性；             | 基于现有数据，不符合分类标准       |
|                  | 本品没有已知的致癌化学物质        |
| 生殖毒性；            | 基于现有数据，不符合分类标准       |
| STOT单曝光；         | 基于现有数据，不符合分类标准       |
| STOT重复曝光；        | 基于现有数据，不符合分类标准       |
| 靶器官              | 未知.                  |
| 吸入危险。            | 不适用<br>固体            |
| 其他不良反应           | 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。 |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料                  |

十二 生态学信息

|      |   |
|------|---|
| 生态毒性 | . |
|------|---|

| 组分   | 淡水鱼                  | 水蚤                  | 淡水藻                | 细菌毒性 |
|------|----------------------|---------------------|--------------------|------|
| 二氧化硅 | LC50: 5000 mg/L/96 h | EC50: 7600 mg/L/48h | EC50: 440 mg/L/72h |      |

|         |           |
|---------|-----------|
| 持久性和降解性 |           |
| 持久存留    | 不溶于水.     |
| 降解性     | 无机物质不相关。. |

|        |              |
|--------|--------------|
| 生物累积潜力 | 可能有一些潜在的生物蓄积 |
|--------|--------------|

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 土壤中的迁移性 | 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移 |
|---------|---------------------------------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 内分泌干扰物信息 | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物 |
| 持久性有机污染物 | 本产品不含有任何已知或可疑的      |
| 臭氧消耗趋势   | 本产品不含有任何已知或可疑的      |

十三 废弃处置

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类。 |
| 受污染的包装         | 倒空剩余物。按当地规定处理。禁止重复使用倒空的容器。.                                                      |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。                                                              |

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/ IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分   | 危险化学品名录(2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 二氧化硅 | -              | -               | X             | X                  | 231-545-4 | X    | X   | X                     | X    | X    | X    | KE-31032         |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

|           |             |
|-----------|-------------|
| 生效日期      | 05-Nov-2009 |
| 修订日期      | 04-Apr-2024 |
| 修订, 再版的原因 | 不适用.        |

## 二氧化硅

---

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

---

注释**CAS** - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性，生物累积性，毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇：水分配系数

vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

## 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表，Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**