

ALFAAJ60568

CNS 15030化学品分类和标签

## 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)

### 一、化學品與廠商資料

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)<br>PIPES lysis buffer with NP-40 (2X)                                                                                                                              |
| 目錄號:                          | J60568                                                                                                                                                                                                 |
| 供應者                           | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話                   | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)                                                                                                                        |
| 電子信箱                          | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |
| 建議用途<br>限制使用                  | 實驗室化學品.<br>無相關信息                                                                                                                                                                                       |

### 二、危害辨識資料

|                  |                    |           |
|------------------|--------------------|-----------|
| 物質狀態<br>粘稠液體     | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>無色 | 氣味<br>無氣味 |
| 應急綜述<br>造成嚴重眼刺激. |                    |           |

#### 物質或混合物之危害分類

|             |     |
|-------------|-----|
| 嚴重眼損傷 / 眼刺激 | 級別2 |
|-------------|-----|

#### 標示元素



#### 警示語

#### 警告

#### 危害警告訊息

H319 - 造成嚴重眼睛刺激

#### 危害防範措施

##### 預防

P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

P280 - 佩戴眼睛/面部防護具

##### 反應

## 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)

P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗  
P337 + P313 - 如仍覺眼睛有刺激：求醫/就診

**儲存**

P403 - 存放於通風良好處

**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

無確定。

**健康危害**

造成嚴重眼刺激。

**環境危害**

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其水溶性，可能在環境中遷移。該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散。

含有已知或可疑的內分泌幹擾物。Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties.

**三、成分辨識資料**

| 組分               | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|------------------|--------------------|--------|
| 水                | 7732-18-5          | 94.37  |
| 聚氧乙烯辛烷基苯酚醚       | 9036-19-5          | 2      |
| 氯化鈉              | 7647-14-5          | 1.75   |
| 哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) | 5625-37-6          | 1.51   |
| 乙二胺四乙酸二鈉         | 6381-92-6          | 0.37   |

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

**吸入**

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

**食入**

用水漱口，然後飲用大量的水。

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的。

**對急救人員之防護**

無需特殊預防措施。

**對醫師的備註**

對症治療。

**五、滅火措施****適用滅火劑**

不可燃。



## 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚及身體防護   | 長袖衫                                                                            |
| 呼吸防護      | 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器.<br>為保護佩戴者,必須保證呼吸防護器材緊密貼合,並妥善使用和維護。                    |
| 大規模/緊急用途  | 通風不良時,著用適當的呼吸防護具<br><b>推薦的過濾器類型:</b> 有機氣體和蒸氣過濾盒                                |
| 小規模/實驗室使用 | 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149:2001認可的呼吸器。<br>使用RPE時,應該進行面罩密封測試。 |
| 衛生措施      | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.                                                          |
| 環境暴露控制    | 無可用資訊.                                                                         |

## 九、物理及化學性質

|                  |                |            |
|------------------|----------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等)     | 無色             |            |
| 物質狀態             | 粘稠液體           |            |
| 氣味               | 無氣味            |            |
| 嗅覺閾值             | 無可用資料          |            |
| pH 值             | 無可用資訊          |            |
| 熔點/熔點範圍          | 無可用資料          |            |
| 軟化溫度             | 無可用資料          |            |
| 沸點/沸點範圍          | 無可用資訊          |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)      | 無可用資訊          | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率              | 無可用資料          |            |
| 易燃性(固體, 氣體)      | 不適用            | 液體         |
| 爆炸界限             | 無可用資料          |            |
| 蒸氣壓              | 23 hPa @ 20 °C |            |
| 蒸氣密度             | 無可用資料          | (空氣 = 1.0) |
| 比重 / 密度          | 無可用資料          |            |
| 堆積密度             | 不適用            | 液體         |
| 水溶性              | 可溶混            |            |
| 在其他溶劑中的溶解度       | 無可用資訊          |            |
| 分配係數(正辛醇/水)      |                |            |
| 組分               | Log Pow        |            |
| 哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) | -2.7           |            |
| 自燃溫度             | 無可用資料          |            |
| 分解溫度             | 無可用資料          |            |
| 黏度               | 無可用資料          |            |
| 爆炸性              | 無可用資訊          |            |
| 氧化性質             | 無可用資訊          |            |

## 十、安定性及反應性

|         |              |
|---------|--------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定.     |
| 危害反應    | 正常處理過程中不會發生. |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊.       |
| 應避免之狀況  | 未知.          |
| 應避免之材料  | 無可用資訊.       |

哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)

危害分解物 一氧化碳 (CO), 二氧化碳, 氮氧化物 (NOx), 硫氧化物, 氯化氫, 氧化鈉.

## 十一、毒性資料

## 產品資訊

(a) 急性毒性；  
組成部分的毒理學數據

| 組分         | 半數致死量(LD50)：口服            | 半數致死量(LD50)：皮膚                | LC50 吸入                    |
|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 水          | -                         | -                             | -                          |
| 聚氧乙烯辛烷基苯酚醚 | LD50 = 1700 mg/kg ( Rat ) |                               |                            |
| 氯化鈉        | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別2

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 無可用資料  
皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 無可用資料  
本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料  
標的器官 無可用資訊.

(j) 吸入危險； 無可用資料

症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

## 十二、生態資料

生態毒性的影響

| 組分  | 淡水魚                                  | 水蚤                  | 淡水藻類 | 細菌毒性 |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------|------|
| 氯化鈉 | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h | EC50: 1000 mg/L/48h |      |      |

持久性及降解性

持久性

與水混溶，不太可能有持久性，基於現有的信息。.

## 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

| 組分               | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|------------------|---------|-------------|
| 哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) | -2.7    | 無可用資料       |

土壤中之流動性 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性

## 內分泌干擾物資訊

| 組分         | EU - 內分泌干擾物候選清單    | EU - 內分泌干擾物 - 已評估物質 | 日本-內分泌干擾物資訊 |
|------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 聚氧乙烯辛烷基苯酚醚 | Group III Chemical |                     |             |

持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質

臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。

## 十四、運送資料

道路和鐵路運輸 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

## 十五、法規資料

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分               | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台灣 - 有毒化學物質名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 水                | -              | -               | X             | X                  | 231-791-2 | X    | X   | X                     | X    |      | X                 | KE-35400         |
| 聚氧乙烯辛烷基苯酚醚       | -              | -               | X             | X                  | -         | X    | X   | X                     | X    | X    | X                 | KE-33567         |
| 氯化鈉              | -              | -               | X             | X                  | 231-598-3 | X    | X   | X                     | X    | X    | X                 | KE-31387         |
| 哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) | -              | -               | X             | X                  | 227-057-6 | X    | X   | -                     | -    |      | X                 | -                |
| 乙二胺四乙酸二鈉         | -              | -               | X             | X                  | -         | -    | X   | X                     | -    |      | X                 | -                |

## 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸) 裂解缓冲液 含 NP-40 (2X)

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

## 製備來自於

健康，安全和環境部

## 修訂日期

09-May-2024

## 修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

## 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadviser - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

## 物理性危害

基於測試數據

## 健康危害

計算方法

## 環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

## 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

## 安全資料表結束