

**SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip  
Cat No. : 10-9349-10

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie Diagnostyka in vitro  
Zastosowania Odradzane Wszystkie inne zastosowania

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo Phadia AB  
Rapsgatan 7P  
P.O. Box 6460  
751 37 UPPSALA  
Sweden  
+46 18 16 50 00  
Adres e-mail safetydatasheet.idd@thermofisher.com

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

CHEMTREC Polaska +(48)-223988029

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

Działanie uczulające na skórę

Kategoria 1

**Zagrożenia dla środowiska**

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 3

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

Pelen tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wspomnianych w tej części można znaleźć w części 16.

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Uwaga

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy materiał zawiera surowce ludzkie. Dawcy byli badani i nie stwierdzono reakcji na HBsAG, HIV-1 AG oraz anty - HIV1 i anty HIV-2. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za związki trwałe, bioakumulujące i toksyczny (PBT). Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za bardzo trwałe, silnie bioakumulujące (vPvB).

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                                                                                                                                               | Nr. CAS    | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Human proteins in buffer                                                                                                                               | -          |       | >99            | -                                                                                                                                                                                                      |
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | 55965-84-9 |       | <0.003         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH071 |

| Składnik                                                                    | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                     | Czynnik M                    | Uwagi dotyczące komponentów |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C (H314) :: C≥0.6% | 100 (acute)<br>100 (chronic) | -                           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

|                                                                         |                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 (H318) :: C>=0.6% |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Pełen tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wspomnianych w tej części można znaleźć w części 16.

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Dokładnie przepłukać dużą ilością wody, także pod powiekami.                                                                                                                                 |
| Kontakt ze skórą                            | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W razie podrażnienia skóry lub wystąpienia reakcji uczuleniowej należy uzyskać pomoc lekarza.                                |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                 |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Może powodować podrażnienie i/lub zapalenie skóry.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak znanych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak znanych.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Brak znanych.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

## 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy nosić ubranie/rękawice ochronne oraz ochrony oczu/twarzy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikać uwolnienia do środowiska.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, runo owcze). Utylizować odpady produktu i zużyte pojemniki zgodnie z miejscowymi przepisami.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Umyć dokładnie po postępowaniu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w temperaturze pomiędzy 2 i 8 °C.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przestrzegać instrukcji stosowania.

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik                                                                                                                                                              | Austria                                      | Dania | Szwajcaria                                                                           | Polska | Norwegia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Masa reakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H<br>-izotiazol-3-onu [nr<br>WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiaz<br>ol-3-onu [nr WE<br>220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1)) | MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |       | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |        |          |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL) / Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                                                                                                                                                        | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1);<br>(CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | DNEL = 0.04mg/m <sup>3</sup>    |                                 | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>          |                                       |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                                                                                                                                                     | świeża woda     | Świeża woda osad                 | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC = 0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L | PNEC = 0.23mg/L                          | PNEC = 0.01mg/kg<br>soil dw |

| Component                                                                                                                                                                     | Wody morska     | Osadzie morskim wody             | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1))<br>55965-84-9 (<0.003) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC = 0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

|                                              |                                                                             |                             |                           |                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ochrona rąk</b>                           | Rękawice ochronne.                                                          |                             |                           |                                                 |
| <b>Materiał rękawic</b><br>Kauczuk nitrylowy | <b>Czas przebicia</b><br>Zobacz zaleceń<br>producentów                      | <b>Grubość rękawic</b><br>- | <b>Norma UE</b><br>EN 374 | <b>Komentarze rękawica</b><br>(minimalny wymóg) |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                 | Odzież z długimi rękawami.                                                  |                             |                           |                                                 |
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>              | Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania. |                             |                           |                                                 |
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania. |                             |                           |                                                 |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.     |                             |                           |                                                 |
| <b>Środki higieny</b>                        | Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.                       |                             |                           |                                                 |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Zawartość/pojemniki utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.            |                             |                           |                                                 |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                                                                                                              |                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                                                                                                                         | Płyn                   |                             |
| <b>Wygląd</b>                                                                                                                                                | Jasnożółty             |                             |
| <b>Zapach</b>                                                                                                                                                | Brak                   |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                                                                                                                            | Brak                   |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b>                                                                                                     | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura mięknienia</b>                                                                                                                                | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>                                                                                                         | 100 °C                 |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                                                                                                                        | Brak danych            |                             |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                                                                                                                         | Niepalny               |                             |
| <b>Granice wybuchowości</b>                                                                                                                                  | Nie dotyczy            |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                                                                                                                                   | Nie dotyczy            | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                                                                                                                               | Nie dotyczy            |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                                                                                                                                  | Nie dotyczy            |                             |
| <b>pH</b>                                                                                                                                                    | 7.0                    |                             |
| <b>Lepkość</b>                                                                                                                                               | Brak danych            |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                                                                                                                              | Rozpuszczalny w wodzie |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>                                                                                                            | Brak danych            |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>                                                                                                                |                        |                             |
| <b>Składnik</b>                                                                                                                                              | <b>Logarytm Pow</b>    |                             |
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu<br>[nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE<br>220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | <0.401                 |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                                                                                                                        | Brak danych            |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                                                                                                                             | 1 g/cm <sup>3</sup>    |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                                                                                                                      | Brak danych            |                             |
| <b>Gęstość pary</b>                                                                                                                                          | Brak danych            | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                                                                                                                               | Nie dotyczy (ciecz)    |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

## 9.2. Inne informacje

Właściwości wybuchowe Nie dotyczy  
Właściwości utleniające Nie dotyczy

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Brak znanych.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Brak znanych.

### 10.5. Materiały niezgodne

Brak znanych.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak znanych.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o produkcie Produkt nie stanowi zagrożenia toksycznością ostrą na podstawie znanych lub dostarczanych informacji.

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e) Brak danych.  
Skórny(-a,-e) Brak danych.  
Wdychanie Brak danych.

| Składnik                                                                                                                                               | LD50 doustnie           | LD50 skórnie                  | LC50 przez wdychanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | LD50 = 53 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | 4h 0.33 mg/l ( Rat ) |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Brak danych.

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Brak danych.

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e) Brak danych.  
Skóra Uczulający(-a,-e).

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** Brak danych.

| Składnik                                                                                                                                               | Metoda badania      | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | in vivo<br>in vitro |                | ujemny        |

**f) rakotwórczość;** Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych.

| Składnik                                                                                                                                               | Metoda badania | Gatunek badany / czas trwania | Studiuj wynik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |                |                               | ujemny        |

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** Brak danych.

| Składnik                                                                                                                                               | Metoda badania | Gatunek badany / czas trwania | Studiuj wynik                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |                |                               | ujemny<br>Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków dla rozwoju płodowego |

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** Brak danych.

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** Brak danych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** Brak danych.

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne** Brak danych.

| Składnik                                                                                                                                               | Ryby słodkowodne                                                               | pchła wodna                                                                 | Algi słodkowodne                                                        | Substancja mikrotoksyczna                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Acute toxicity:<br>LC50 96 h 0.19mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>EPA OPP 72-1 | Acute toxicity:<br>EC50 48 h 0.126 mg/l<br>(Daphnia magna)<br>OECD Test 202 | Acute toxicity:<br>ERC50 72 h 0.027 mg/l<br>(Selenastrum capricornutum) | Chronic toxicity:<br>NOEC 3h 0.91 mg/l<br>(Activated sludge)<br>OECD 209 |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

|  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                 |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Chronic toxicity:<br>NOEC 35 days 0.02<br>mg/l (Pimephales<br>promelas) OECD 210 | Chronic toxicity:<br>NOEC 21 days<br>0.10 mg/l<br>(Daphnia magna) | Chronic toxicity:<br>NOEC 96h 0.004 mg/l,<br>(Skeletonema costatum)<br>OECD 201 |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych.

| Składnik                                                                                                                                                     | Rozkład                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr<br>WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE<br>220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | Biodegradable <50 % 10 days<br>Atmospheric half-life: 0.38-1.3 Days |

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

| Składnik                                                                                                                                                     | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr<br>WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE<br>220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | <0.401       | <54                                |

## 12.4. Mobilność w glebie

Brak danych.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za związek trwały, bioakumulujący i toksyczny (PBT). Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za bardzo trwałe, silnie bioakumulujące (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Brak danych

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne Brak znanego działania.

Potencjał niszczenia ozonu Brak znanego działania.

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/nieużytych produktów Unikać uwolnienia do środowiska.

Skażone opakowanie

Wyczyszczone i puste pojemniki należy odtransportować do lokalnego zakładu utylizacyjnego w celu usunięcia.

Europejski Katalog Odpadów

18 01 06\* Chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje.

Inne informacje

Brak danych.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

### 14.1. Numer UN lub numer

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

## identyfikacyjny ID

**14.2. Prawidłowa nazwa**

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w**  
**transporcie**

**14.4. Grupa pakowania**

## ADR

Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer**  
**identyfikacyjny ID**

**14.2. Prawidłowa nazwa**

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w**  
**transporcie**

**14.4. Grupa pakowania**

## IATA

Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer**  
**identyfikacyjny ID**

**14.2. Prawidłowa nazwa**

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w**  
**transporcie**

**14.4. Grupa pakowania**

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych.

**14.6. Szczególne środki ostrożności** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.  
**dla użytkowników**

**14.7. Transport morski luzem** Nie dotyczy, pakowane towary.  
**zgodnie z instrumentami IMO**

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Listy międzynarodowe

X = wymienione

| Składnik                                                                                                                                         | EINECS | ELINCS | NLP | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | DSL | NDSL | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) | ENCS | IECSC | AICS | KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------|
| Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | -      | -      |     | -                                               | X   | -    | X                                                             | X    | X     | -    | KE-05738                                                   |

| Składnik | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) |  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | obawy (SVHC) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------|

| Składnik                                                                                                                                               | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                               | H1: 5-100 ton, E1: 20-200 ton                                                             |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

## Przepisy krajowe

| Składnik                                                                                                                                               | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Masa poreakcyjna:<br>5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]<br>i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); (CMIT/MIT (3:1)) | WGK3                              |                        |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie jest wymagane.

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H301 - Działa toksycznie po połknięciu  
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H330 - Wdychanie grozi śmiercią  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ImmunoCAP Specific IgG Curve Control Strip

Data aktualizacji 20-lis-2023

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)  
**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych  
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%  
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect  
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie  
**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%  
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%  
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda  
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu  
drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu  
zanieczyszczaniu morza przez statki  
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra  
Lotny związek organiczny (VOC)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Zagrożenia fizyczne**  
**Zagrożenia dla zdrowia**  
**Zagrożenia dla środowiska**

Na podstawie danych z badań  
Metoda obliczeniowa  
Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Data aktualizacji

20-lis-2023

Podsumowanie aktualizacji

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki, 1 - 16.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No.  
1907/2006**

**ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE)  
nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**