

Kibocsátás dátuma 10-dec.-2012

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM**  
Cat No. : **K603211-2**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-mail cím mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Egészségügyi veszélyek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Bőrszenzibilizáció

1. kategória (H318)  
1. kategória (H317)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

## Környezeti veszélyek

Krónikus vízi toxicitás

3. kategória (H412)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

- H318 – Súlyos szemkárosodást okoz
- H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki
- H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### Óvatosságra intő mondatok

- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
- P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
- P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
- P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás
- P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ismert vagy feltételezett endokrin rendszert károsítót tartalmaz  
Anyagot endokrin károsító tulajdonságai miatt belefoglalták-e az 59. cikk (1) bekezdése szerint összeállított jegyzékbe

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.2. Keverékek

| Összetevő                                                                                                                | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav                                                                                                           | 7664-38-2  | EEC No. 231-633-2 | 9.8           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                      |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane                                                                                        | 77-86-1    | 201-064-4         | 4.3           | -                                                                                     |
| Etil-alkohol                                                                                                             | 64-17-5    | 200-578-6         | 3.1           | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                   |
| Nátrium-azid                                                                                                             | 26628-22-8 | 247-852-1         | <0.1          | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; | 55965-84-9 |                   | 0.027         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)                     |

OXDK603211-2

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                                                                                 |           |  |      |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin |           |  |      | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>(EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                                           | 9036-19-5 |  | 9.09 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                |

| Összetevő                                                                                                                                                                                                   | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL)                                                                                                                                            | M-tényező                    | Alkatrészjegyzetek |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                                                              | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%                                                                                                   | -                            | -                  |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                      | 1                            | -                  |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6] (3:1) keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin | Eye Irrit. 2 (H319) :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Corr. 1C (H314) :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Sens. 1A (H317) :: C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 (H318) :: C>=0.6% | 100 (acute)<br>100 (chronic) | -                  |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szembe kerülés</b>                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b>                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                     |
| <b>Lenyelés</b>                                               | TILOS hánytatni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Belélegzés</b>                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal hívjon orvost. |
| <b>Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára</b> | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehesse a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                                       |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Súlyos szemkárosodást okoz. Allergiás bőrreakciót okozhat. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

OXDK603211-2

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Use extinguishing method compatible with surroundings.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza.

#### Veszélyes égéstermékek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

#### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő      | Európai Unió                                                       | Egyesült Királyság                                                                                               | Franciaország                                                                                                                                                                                                   | Belgium                                                                 | Spanyolország                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.5 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)             |
| Etil-alkohol   |                                                                    | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m <sup>3</sup> .                                                             | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 uren              | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                |
| Nátrium-azid   | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>    | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                                                                                | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>         | STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Összetevő      | Olaszország                                                                                                                     | Németország                                                                                                                                  | Portugália                                                                                                                                   | Hollandia                                                                            | Finnország                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                    |
| Etil-alkohol   |                                                                                                                                 | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                            | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                                        | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Nátrium-azid   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable)                                                                                                        | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.11 ppm<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                                         |

| Összetevő      | Ausztria                                 | Dánia                            | Svájc                                | Lengyelország                         | Norvégia                                                         |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                   |                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | minutter. value calculated                                                                                                                                                |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                                                                | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                | Haut<br>MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                    | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                         | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation                                                                  |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6) (3:1) keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin | MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                |                                                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |

| Összetevő      | Bulgária                                                                    | Horvátország                                                                                      | Írország                                                                       | Ciprus                                                                                               | Cseh Köztársaság                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 2.0 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min             | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Etil-alkohol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                          | STEL: 1000 ppm 15 min                                                          |                                                                                                      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Nátrium-azid   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő      | Észtország                                                                                                                                        | Gibraltár                                                                              | Görögország                                                                                | Magyarország                                                                              | Izland                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. vapor<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. vapor                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                      | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK       | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                                                                 |
| Etil-alkohol   | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Nátrium-azid   | Nahk<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                       | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK   | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation                                            |

| Összetevő      | Lettország                                            | Litvánia                                                   | Luxemburg                                                                  | Málta                                                           | Románia                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Etil-alkohol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>           |                                                                            |                                                                 | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore              |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|              |                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                      | IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                                                                      |                                                                                                                           | STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                         |
| Nátrium-azid | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Összetevő      | Oroszország                                                     | Szlovák Köztársaság                                                                                | Szlovénia                                                                                                                        | Svédország                                                                                                                                                            | Törökország                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav |                                                                 | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                 | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika             |
| Etil-alkohol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                    |
| Nátrium-azid   |                                                                 | Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                              | Binding STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                            | Deri<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                               | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Ortofoszforsav<br>7664-38-2 ( 9.8 )                     |                        | DNEL = 134.5mg/kg<br>bw/day |                              | DNEL = 3.8mg/kg<br>bw/day         |
| Tris (hydroxymethyl)<br>aminomethane<br>77-86-1 ( 4.3 ) |                        |                             |                              | DNEL = 166.7mg/kg<br>bw/day       |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3.1 )                         |                        |                             |                              | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |
| Nátrium-azid<br>26628-22-8 ( <0.1 )                     |                        |                             |                              | DNEL = 46.7µg/kg<br>bw/day        |

| Component                           | Akut hatás helyi (Belélegzés)                          | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés)                       | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés)                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav<br>7664-38-2 ( 9.8 ) | DNEL = 2mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 1mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 948.6mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 2.92mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 10.7mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 13.2mg/m <sup>3</sup> |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |  |                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane<br>77-86-1 ( 4.3 )                                                                                                                                                                                                  |                              |  |                              | DNEL = 117.5mg/m <sup>3</sup> |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3.1 )                                                                                                                                                                                                                       | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup> |  |                              | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>   |
| Nátrium-azid<br>26628-22-8 ( <0.1 )                                                                                                                                                                                                                   |                              |  |                              | DNEL = 0.164mg/m <sup>3</sup> |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6) (3:1)<br>keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-4-izotiazolin<br>55965-84-9 ( 0.027 ) | DNEL = 0.04mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup> |                               |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                                                                                                                                                                                                                          | Friss víz       | Friss víz<br>üledékében             | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Ortofoszforsav<br>7664-38-2 ( 9.8 )                                                                                                                                                                                                                | PNEC = 100µg/L  | PNEC = 392µg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 1000µg/L | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 19.7µg/kg<br>soil dw |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane<br>77-86-1 ( 4.3 )                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |                 | PNEC = 300mg/L                             |                             |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3.1 )                                                                                                                                                                                                                    | PNEC = 0.96mg/L | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 2.75mg/L | PNEC = 580mg/L                             | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw |
| Nátrium-azid<br>26628-22-8 ( <0.1 )                                                                                                                                                                                                                | PNEC = 0.35µg/L | PNEC = 16.7µg/kg<br>sediment dw     | PNEC = 3.5µg/L  | PNEC = 30µg/L                              |                             |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7]<br>és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6)<br>(3:1) keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7]<br>és 2-metil-4-izotiazolin<br>55965-84-9 ( 0.027 ) | PNEC = 3.39µg/L | PNEC =<br>0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L | PNEC = 0.23mg/L                            | PNEC = 0.01mg/kg<br>soil dw |

| Component                                                                                                                            | Tengervíz       | Tengervízben<br>üledékében          | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc                                     | Levegő |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Ortofoszforsav<br>7664-38-2 ( 9.8 )                                                                                                  | PNEC = 10µg/L   | PNEC = 39.2µg/kg<br>sediment dw     |                        | PNEC = 4mg/kg<br>food                              |        |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3.1 )                                                                                                      | PNEC = 0.79mg/L | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw      |                        | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |        |
| Nátrium-azid<br>26628-22-8 ( <0.1 )                                                                                                  | PNEC = 15ng/L   | PNEC = 0.72µg/kg<br>sediment dw     | PNEC = 150ng/L         |                                                    |        |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7]<br>és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6)<br>(3:1) keveréke; | PNEC = 3.39µg/L | PNEC =<br>0.027mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.39µg/L        |                                                    |        |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7]<br>és 2-metil-4-izotiazolin<br>55965-84-9 ( 0.027 ) |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Ha a fröcskölés valószínű: Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga     | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Eldobható kesztyűk | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra Kisméretű / laboratóriumi használatra

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni  
Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                         |
| Külső jellemzők                | Nem áll rendelkezésre információ |
| Szag                           | Nem áll rendelkezésre információ |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | Nem alkalmazható                 |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Forráspont/forrási tartomány   | Nem alkalmazható                 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                                                |                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tűzveszélyesség (Folyadék)</b>              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)</b>          | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                            | Nem alkalmazható                 | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>                 | Nem alkalmazható                 |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nem alkalmazható 8.1 - 8.3       |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Összetevő</b>                               | <b>log Pow</b>                   |                                                   |
| Etil-alkohol                                   | -0.32                            |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                              | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                      | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

## 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

**Veszélyes polimerizáció** Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
**Veszélyes reakciók** Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján

#### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

## Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő                                                                                                                                                                                                   | LD50 orális             | LD50 bőrön keresztül        | LC50 belégzés                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                                                              | 2600 mg/kg (Rat)        | LD50 = 2740 mg/kg (Rabbit)  | 850 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 1 h  |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane                                                                                                                                                                           | LD50 = 5900 mg/kg (Rat) | LD50 > 5000 mg/kg (Rat)     | -                                |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                                                                | LD50 = 7060 mg/kg (Rat) | -                           | 20000 ppm/10H (Rat)              |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                | LD50 = 27 mg/kg (Rat)   | -                           | LC50 0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6) (3:1) keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin | LD50 = 53 mg/kg (Rat)   | LD50 = 87.12 mg/kg (Rabbit) | -                                |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                                                                                                                                                                       | LD50 = 1700 mg/kg (Rat) | -                           | -                                |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 1. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;  
Légzési Nem áll rendelkezésre adat  
Bőr 1. kategória  
Nem áll rendelkezésre információ

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat  
Nincs ismert

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Az alábbi táblázat jelzi, hogy valamelyik hatóság rákkeltőként szerepelteti-e valamelyik összetevőt

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat  
Reprodukciós hatások Nincs ismert.  
Fejlődési hatások Nincs ismert.  
Neurológiai hatások Nincs ismert.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat  
Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

kipirulás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. Olyan anyagot tartalmaz, amely a következő: Mérgező a vízi szervezetekre.

| Összetevő      | Édesvíz hal                                                                                                                                             | vízibolha                                     | Édesvízi algák                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ortofoszforsav | 98 - 106 mg/L LC50 96 h                                                                                                                                 | > 100 mg/L EC50 = 48 h                        |                                            |
| Etil-alkohol   | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                              | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Nátrium-azid   | LC50: = 0.7 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.46 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                                            |

| Összetevő                                                                                                                                                                                                   | Microtox                                                                                                    | M-tényező                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etil-alkohol                                                                                                                                                                                                | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |                              |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | 1                            |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6) (3:1) keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin | EC50 = 5.7 mg/L 16 h                                                                                        | 100 (acute)<br>100 (chronic) |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem bontható le könnyen

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő    | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|--------------|---------|---------------------------------------|
| Etil-alkohol | -0.32   | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

Oldható

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

#### Endokrin rendszert károsító

Nincs ismert

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

## vonatkozó információ

**Azon információkról, amelyek lényegesek a környezetet érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából**

(EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságú anyagnak minősül-e.

| Összetevő                             | EU - Endokrin károsodást okozó jelöltek listája | EU - Endokrin károsodást okozó anyagok - értékelt anyagok |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol octylphenyl ether | Group III Chemical                              |                                                           |

| Component                                                   | Az EU nemzeti hatóságainak endokrin rendellenességeket felsoroló listái - Környezet | Japán - endokrin zavar tájékoztató |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Polyethylene glycol octylphenyl ether<br>9036-19-5 ( 9.09 ) | I. lista                                                                            |                                    |

## 12.7. Egyéb káros hatások

Nincs ismert

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás**

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

**Európai Hulladék Katalógus**

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk**

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

**14.1. UN-szám**

UN1805

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

8

**14.4. Csomagolási csoport**

III

### ADR

**14.1. UN-szám**

UN1805

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

8

**14.4. Csomagolási csoport**

III

OXDK603211-2

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

## IATA

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                                | UN1805                                    |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>       | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION                 |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                   | 8                                         |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                    | III                                       |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                 |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek      |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                                                                                                                                                                                                     | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                                                                                | 7664-38-2  | 231-633-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27427 | X    | X    |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane                                                                                                                                                                                             | 77-86-1    | 201-064-4 | -      | -   | X     | X    | KE-01403 | X    | X    |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                                                                                  | 64-17-5    | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                                  | 26628-22-8 | 247-852-1 | -      | -   | X     | X    | KE-31357 | X    | X    |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6) (3:1)<br>keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-4-izotiazolin | 55965-84-9 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-05738 | X    | X    |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                                                                                                                                                                                         | 9036-19-5  | -         | -      | -   | X     | X    | KE-33567 | X    | X    |

| Összetevő                                                                                                                                                                 | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                            | 7664-38-2  | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane                                                                                                                                         | 77-86-1    | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                              | 64-17-5    | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                              | 26628-22-8 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6) (3:1)<br>keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on | 55965-84-9 | -                                                 | -                                             | X   | -   | -    | X     | X     |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                                                  |           |   |        |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| [EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-4-izotiazolin |           |   |        |   |   |   |   |   |
| Polyethylene glycol octylphenyl<br>ether         | 9036-19-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not  
Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                                                                                                                                                                                                                     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                                                                                | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6) (3:1)<br>keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-4-izotiazolin | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Polyethylene glycol octylphenyl<br>ether                                                                                                                                                                                      | -                                                    | -                                                               | SVHC Candidate list - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment                          |

A napnyugta után ennek az anyagnak a felhasználása vagy engedélyköteles, vagy csak mentesített felhasználásokra használható, pl. tudományos kutatásban és fejlesztésben való felhasználás, amely magában foglalja a rutinelemzést vagy intermedierként való felhasználást.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Összetevő                                                                                                                                                                                                                     | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos<br>baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                                                                                | 7664-38-2  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Tris (hydroxymethyl)<br>aminomethane                                                                                                                                                                                          | 77-86-1    | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                                                                                  | 64-17-5    | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                                  | 26628-22-8 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6) (3:1)<br>keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-4-izotiazolin | 55965-84-9 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Polyethylene glycol octylphenyl<br>ether                                                                                                                                                                                      | 9036-19-5  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.  
Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 2 (önbesorolás)

| Összetevő                                                                                                                                                                                                                     | Németország Water Osztályozás (VwVwS) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ortofoszforsav                                                                                                                                                                                                                | WGK1                                  |                               |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane                                                                                                                                                                                             | WGK1                                  |                               |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                                                                                  | WGK1                                  |                               |
| Nátrium-azid                                                                                                                                                                                                                  | WGK2                                  |                               |
| 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-2H-izotiazol-3-on<br>(EK-szám: 220-239-6] (3:1)<br>keveréke;<br>5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>[EK-szám: 247-500-7] és<br>2-metil-4-izotiazolin | WGK3                                  |                               |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                                                                                                                                                                                         | WGK2                                  |                               |

| Összetevő    | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Etil-alkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortofoszforsav<br>7664-38-2 ( 9.8 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3.1 )       |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether |                                                                                                                |                                                                                 | Annex I - pesticide                                                                         |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| 9036-19-5 ( 9.09 ) |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz  
H300 – Lenyelve halálos  
H301 – Lenyelve mérgező  
H302 – Lenyelve ártalmas  
H311 – Bőrrel érintkezve mérgező  
H315 – Bőrirritáló hatású  
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz  
H331 – Belélegezve mérgező  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra  
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
EUH032 – Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b)  
pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok  
Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of  
Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő  
szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására  
alkalmazott eljárás:

**Fizikai veszélyek**

Vizsgálati adatok alapján

**Egészségügyi veszélyek**

Számítási módszer

# BIZTONSÁGI ADATLAP

IDEIA PCE Chlamydia Kit (US) TM

Felülvizsgálat dátuma 10-dec.-2021

Környezeti veszélyek

Számítási módszer

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Készítette

Szabályozó ügyek/tevékenységek

Kibocsátás dátuma

10-dec.-2012

Felülvizsgálat dátuma

10-dec.-2021

Frissítési összefoglaló

Frissítés CLP formatumra.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**